

100 PANSEMENTS ENFANTS 19MM X 72MM

Référence : 1059-100

Description :



- Format **19mm x 72mm** adapté aux **blessures légères** du quotidien.
- **Compresse centrale** très absorbante qui **ne colle pas à la plaie** pour un retrait plus doux.
- Pansement **occlusif** pour aider à protéger la zone des salissures au quotidien.
- **Dessins ludiques + emballage individuel prédécoupé** : pratique à emporter et plus simple à accepter.

Caractéristiques techniques :

- **Format** : 19 mm x 72 mm
- **Support** : PE Waterproof
- **Compresse** : Très absorbante, **ne colle pas à la plaie**
- **Composition** : **100% viscose** + film **polyéthylène anti-adhérent**
- **Masse adhésive** : Acrylique, pour le respect des **peaux sensibles** (réf. 1059-100)

Déstockage

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 septembre 2026**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

Pansements enfants PE 19mm x 72mm : Protéger les petits bobos avec confort et tenue

Des pansements **multi-extensibles** et **occlusifs**, pensés pour les **peaux sensibles**, avec une **compresse très absorbante** qui ne colle pas à la plaie et un **motif ludique** pour rassurer les enfants.

- **Polyéthylène waterproof**
- **Compresse très absorbante**
- **Ne colle pas à la plaie**
- **Emballages individuels prédécoupés**
- **Motifs décorés pour enfants**



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

100 PANSEMENTS ENFANTS 19MM X 72MM

Référence : 1059-100

Mode d'emploi :

- Ouvrir un **emballage individuel prédécoupé** et sortir le pansement.
- Nettoyer puis sécher la zone à protéger.
- Positionner la **compresse centrale** sur la petite plaie.
- Appliquer et lisser pour favoriser une **adhérence** régulière.
- Remplacer le pansement si nécessaire pour conserver une protection propre.

Précautions d'utilisation :

- Appliquer sur une peau propre et sèche pour optimiser la tenue.
- Ne pas utiliser si le pansement est abîmé ou si l'adhésif ne tient plus correctement.
- En cas d'inconfort sur peau sensible, retirer et remplacer par une solution plus adaptée.
- Conserver la boîte à l'abri de l'humidité pour préserver la **masse adhésive acrylique**.
- Tenir hors de portée des très jeunes enfants hors utilisation, comme tout petit consommable.

Des pansements décorés pour enfants, pratiques à glisser partout

Pour l'école, la maison ou la crèche, ces **pansements enfants** au format **19mm x 72mm** offrent une protection simple et rapide des **petites blessures**. La **compresse très absorbante** avec film **anti-adhérent** aide à limiter l'accrochage à la plaie. Les **motifs ludiques** facilitent l'acceptation par les plus jeunes, et les **emballages individuels prédécoupés** rendent le produit facile à emporter dans une trousse. Retrouvez d'autres références dans la [gamme Urgo](#) et explorez aussi nos [pansements](#).

Pour compléter votre sélection, [découvrez tous les produits Detectaplast](#).

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502