

COMPRESSES TISSÉES STÉRILES - 5 CM X 5 CM

Référence : 3003



Les **compresses tissées stériles de 5 cm x 5 cm** représentent un produit de qualité indispensable pour le soin optimal des plaies. Chaque **compresses**, soigneusement enveloppée de manière individuelle, assure la stérilité du produit jusqu'à son utilisation, garantissant ainsi une **hygiène impeccable** lors du traitement des plaies.

Ces compresses stériles, caractérisées par leur exceptionnelle **capacité d'absorption**, sont essentielles à inclure dans votre trousse de premiers secours, que ce soit à domicile, au travail ou en déplacement. Que ce soit pour le **nettoyage des plaies**, la **gestion des saignements**, ou l'application d'un traitement cutané, leur qualité absorbante en fait un allié fiable.

Description :

- Les **compresses tissées stériles** permettent de réaliser des soins médicaux ou infirmiers en toute sécurité,
- En **fibres naturelles** de gaze hydrophile 100% coton, elles sont **très absorbantes** et bien tolérées,
- Grâce à leur **texture souple**, elles sont adaptées aux **soins de déterision, d'absorption, et la confection de pansements**
- Leur **pliage à bords rentrés** permet de prévenir les risques d'effilochage et de retard de

Caractéristiques Techniques :

- Lot de **Compresse s tissées stériles** de 17 fils
- En **fibres naturelles** de gaze hydrophile
- 100% coton
- Absence de latex, de produits d'origine animale, de phtalates
- Sous emballage individuel
- Vendues par lot de 10 - 50 -100
- **Dimension s de la**

COMPRESSES TISSÉES STÉRILES - 5 CM X 5 CM

Référence : 3003

- cicatrisation,
- **Compresse tissée stérile 17 fils sous emballage individuel,**
 - Idéales pour armoire à pharmacie, trousse de secours.

compresse pliée : 5 cm x 5 cm (dépliée 20 x 20 cm)

Compresse Tissée Stérile de 5 cm x 5 cm

Choisissez nos compresses tissées stériles pour une hygiène optimale, disponibles en boîte de 10, 50 ou 100. Chaque compresses mesure 5 cm x 5 cm, offrant ainsi la taille exacte adaptée à chaque besoin.

Ces compresses sont fabriquées dans un **matériau doux** et **hautement absorbant** pour favoriser une **cicatrisation** optimale des plaies. Leur polyvalence les rend idéales pour le **soin des plaies**, l'application d'antiseptiques et d'autres procédures de premiers secours de base.

Retrouvez notre gamme complète de [compresses](#) sur notre page dédiée.

Avantages :

- Ensemble de **10, 50 ou 100 compresses stériles** dédiées aux soins.
- Chaque compresse, mesurant 5 cm x 5 cm, convient à diverses nécessités.
- Fabriquées à partir d'un **textile délicat** et **hautement absorbant** pour favoriser une guérison optimale.
- Idéales pour le **traitement des plaies** et l'application d'antiseptiques...
- Chaque compresse est soigneusement **emballée individuellement** pour préserver sa stérilité.
- Un essentiel pour toute trousse de premiers secours.



COMPRESSES TISSÉES STÉRILES - 5 CM X 5 CM Référence : 3003

Associées à des **pansements non-tissés** de qualité supérieure et à des **gazes stériles**, ces **compresses 5cm x 5 cm** offrent une solution complète pour le traitement des blessures. L'utilisation d'un **antiseptique** approprié ou de **sérum physiologique**, en conjonction avec ces produits, renforce l'efficacité du processus de cicatrisation.

Assurez-vous d'avoir ces éléments essentiels dans votre trousse, car ils jouent un rôle clé dans le maintien d'un environnement stérile, favorisant ainsi une guérison rapide et efficace.

Que ce soit pour un usage domestique, professionnel ou en déplacement, la combinaison de compresses stériles, de pansements non-tissés et d'antiseptiques répond à toutes les exigences en matière de soins des plaies.

Caractéristiques physicochimiques :

Standards : Norme européenne EN 14079 : 2003.
Dimensions pliées : ± 5 mm ; Dimensions dépliées : ± 20 mm
Nombre de fils : 17 fils ± 1 fil

Durée de validité du produit: 5 ans à partir de la date de fabrication.

Indications : Nettoyage et recouvrement des plaies.

Mode de stérilisation :

A l'oxyde d'éthylène selon la norme NF EN ISO 11135-1 : 2014.

Conseils d'utilisation :

- Dispositif à usage unique, ne pas le réutiliser.
- Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation.
- La stérilité est garantie tant que le sachet est intact.

Conditions de stockage: Au sec et à l'abri du soleil.

Mode de destruction : Par incinération.