

## BANDE GAZE EXTENSIBLE BLEU 4M X 8CM

Référence : 6062



### Description :

- Bande de **gaze extensible** conçue pour le **maintien de compresses** et la protection de pansements.
- Structure **aérée** limitant la macération et favorisant le confort cutané.
- **Pose rapide** : se découpe facilement à la longueur souhaitée.
- Idéale pour les soins courants à domicile, en **école, entreprise** ou collectivité.
- Faible épaisseur pour un **maintien discret** sous les vêtements.

### Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 4 m × 8 cm
- **Type** : bande de gaze **extensible** (contention légère / maintien)
- **Couleur** : bleue
- **Usage** : fixation de compresses et pansements, enroulement de protection
- **Conditionnement** : unité (selon présentation de la fiche produit)

## Bande gaze extensible bleue 4 m x 8 cm : maintien respirant, pose rapide et discrète

**Bande gaze extensible BLEU 4 m × 8 cm** : la bande légère et aérée, facile à poser, pour **maintenir vos compresses** et pansements avec une **élasticité de confort** ; couleur bleue pour un repérage immédiat.

- **Extensible pour un maintien ajusté**
- **Gaze aérée, confort au long cours**
- **Découpe simple à la longueur voulue**
- **Format 4 m × 8 cm polyvalent**
- **Couleur bleue : repérage facile**

## Bande de maintien légère pour pansements et zones mobiles

Pensée pour les **soins courants** et les gestes de **premiers secours**, la **bande gaze extensible bleue 4 m × 8 cm** combine maintien **ajustable** et **respirabilité**. Sa largeur de 6 cm convient aux avant-bras, poignets, chevilles ou zones nécessitant une tenue souple et confortable sans surépaisseur.

Polyvalente et rapide à poser, elle sécurise vos compresses et protège le pansement au quotidien, à l'école, au travail ou à la maison.



## BANDE GAZE EXTENSIBLE BLEU 4M X 8CM Référence : 6062

### Mode d'emploi :

- Placer la **compresse** sur la zone à protéger.
- Démarrer avec 1 tour **sans tension** pour stabiliser.
- **Chevaucher** chaque tour d'1/2 à 2/3 de la largeur.
- **Ajuster la traction** selon le maintien souhaité (contention légère).
- Découper à la longueur voulue et fixer l'extrémité (agrafe/adhésif si besoin).

### Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer directement sur une **plaie ouverte** sans interface stérile.
- Éviter une **compression excessive** (douleurs, fourmillements, refroidissement : desserrer/retirer).
- Changer la bande si elle est **humide** ou **souillée**.
- Surveiller la zone bandée, notamment sur les articulations et chez les personnes fragiles.
- Usage externe uniquement ; tenir hors de portée des enfants.