

100 LATEX ROULÉS

Référence : 8019



Non stérile, usage unique.

FICHE TECHNIQUE Doigtier à enrouler 1 doigt en latex à usage unique non stérile pour la protection des doigts, talqué, non antistatique. Dispositif médical utilisé lors des interventions ou examens nécessitant la protection des doigts du praticien. Mode d'emploi Prendre un doigtier et le dérouler sur le doigt en l'enfilant complètement du côté légèrement poudré. Après utilisation l'enrouler de nouveau en partant de la base et le jeter. Dispositif à usage unique. Doigtier latex roulé (vendu par 100 ou à l'unité)