

## TEST DE LANG

Référence : 210070

### Description :



- **Évaluation rapide et fiable de la vision stéréoscopique** grâce à ce test optométrique.
- **Conçu pour les enfants** : images attrayantes et adaptées présentées comme des objets 3D, pour un test de vue enfant agréable.
- **Deux versions disponibles** : 3 ou 4 images pour une évaluation complète de l'acuité visuelle
- **Résultats clairs et faciles** à interpréter pour un diagnostic précis
- **Utilisation simple** : le patient est positionné à 40 cm du test de Lang pour une expérience confortable

### Caractéristiques Techniques :

- **Test Lang I** : 3 images (chat, étoile, étoile) avec des disparités stéréoscopiques de 1200", 600" et 550"
- **Test Lang II** : 4 images (éléphant, voiture, étoile, lune) avec des disparités stéréoscopiques de 600", 400", 200" et 200"

## Test de Lang : le test de vision essentiel pour les enfants

Dépistez précocement les troubles de la vision binoculaire avec le Test de Lang. Cet **outil d'optométrie** est conçu pour **évaluer rapidement l'acuité visuelle des enfants**, c'est-à-dire leur capacité à percevoir la profondeur.

Un **dépistage précoce** grâce à ce test visuel permet une **prise en charge rapide** et améliore les chances de succès des traitements, notamment en cas de strabisme.

- **Test de vision stéréoscopique**
- **Dépistage précoce des troubles visuels**
- **Évaluation rapide de la vision binoculaire**
- **Outil essentiel pour les optométristes**
- **Test de Lang pour enfants**

### Comment faire un Test de Lang ? :

- Positionnez le patient à **une distance de 40 cm** du test visuel.
- Demandez-lui **d'observer les images** et de vous dire ce qu'il voit.
- Si le patient perçoit les images en relief, cela indique une bonne vision stéréoscopique.
- Si le patient ne perçoit pas les images en relief ou s'il a des difficultés à les identifier, cela peut indiquer un **trouble de la vision stéréoscopique**, tel que le strabisme. Dans ce cas il est recommandé de consulter un ophtalmologiste.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

## TEST DE LANG

Référence : 210070

### Précautions d'utilisation :

- Le test de Lang doit être réalisé dans de **bonnes conditions d'éclairage** pour une évaluation précise de l'acuité visuelle
- Le patient doit être confortablement installé et détendu pour un test de vue enfant réussi
- En cas de doute sur les résultats du test optométrique, il est recommandé de consulter un ophtalmologiste.

## Un test stéréoscopique de lang : un investissement pour la santé visuelle de l'enfant

La **vision stéréoscopique** est essentielle pour de nombreuses activités quotidiennes, comme attraper un objet, se déplacer dans l'espace ou lire.

Un dépistage précoce des troubles de la vision binoculaire, permet une prise en charge adaptée et favorise un développement visuel optimal.

Le **Test de Lang** est un outil simple et efficace pour **protéger la santé visuelle des enfants** grâce à un test de vue enfant fiable.

Retrouvez également l'ensemble de nos [matériel de mesure](#).

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502