

JEU DE 2 SONDES BUCCALES POUR ASPIRATEUR DMT VAC ADULTE ENFANT

Référence : 22043-SONDES

Description :

- Adulte, enfant pour une adaptation parfaite.
- Élimine les mucosités sans irriter les voies respiratoires.
- Sondes en PVC transparent, sans danger pour la santé.
- Nettoyage facile pour une utilisation répétée en toute sécurité.



Caractéristiques techniques :

- **Couleur** : Transparent
- **Conditionnement** : Lot de 2
- **Dimensions** : Adulte= 15mm ; Enfant= 6mm
- **Poids** : Adulte= 38g ; Enfant= 11g
- **Matériaux** : PVC
- **Utilisation** : Médicale

Sondes buccales DMT Vac

Le jeu de 2 sondes buccales DMT VAC permettent de désencombrer les voies respiratoires en toute sécurité.

- **2 tailles de sondes**
- **Aspiration efficace**
- **Matériel médical**
- **Nettoyage facile**

Mode d'emploi :

- Choisissez la sonde adaptée à l'âge de la personne.
- Connectez la sonde à l'aspirateur DMT VAC.
- Introduisez délicatement la sonde dans la bouche.
- Mettez en marche l'aspirateur DMTVAC.
- Nettoyez la sonde après chaque utilisation.

Précautions d'utilisation :

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant la première utilisation.
- N'utilisez pas la sonde si elle est endommagée.
- Ne forcez jamais la sonde dans la bouche.
- En cas de doute, consultez un professionnel de santé.