

CANULES DE GUEDEL

Référence : 22035

Description :

- Conception anatomique pour un **maintien des voies aériennes**.
- **Code couleur** pour une **identification rapide** et facile de la taille.
- **Emballage individuel** avec une hygiène et une stérilité garanties.
- **Matériaux de haute qualité**, sans latex.
- Faciles à utiliser même en situation d'urgence.



Caractéristiques techniques :

- **Tailles disponibles** : 000 à 4
- **Longueur** : de 4 cm à 10 cm selon la taille
- **Dimensions** : 000 à 4
- **Matériau** : plastique médical sans latex
- **Stérilisation** : Oxyde d'éthylène
- **Durée de conservation** : 3 ans à partir de la date de fabrication
- **Usage unique** pour une **hygiène optimale**

Canules de Guedel pour voies aériennes

Les **canules de Guedel**, également connues sous le nom de canules oropharyngées ou canules de Mayo, sont des dispositifs médicaux essentiels pour **maintenir les voies aériennes ouvertes** lors de procédures **d'anesthésie** ou de **réanimation**, notamment chez les **patients inconscients**, comme une victime dans le coma.

Notre gamme de canules de Guedel, disponibles en **différentes tailles et couleurs**, vous garantit une adaptation parfaite à chaque patient.

Utilisation du produit :

- Les canules de Guedel sont utilisées pour **maintenir ouvertes les voies aériennes d'un patient** lors d'une urgence nécessitant une **oxygénothérapie**.
- Elles **empêchent l'affaissement de la langue**, garantissant ainsi le passage de l'air.
- Les différentes tailles permettent de choisir la canule la mieux adaptée à la **morphologie du patient**.
- Le **code couleur facilite l'identification** rapide de la taille appropriée.

Précautions à prendre :

- Les canules de Guedel doivent être utilisées uniquement par **des personnes formées et entraînées**.
- Il est recommandé de **ne pas utiliser la canule 3 ans après sa date de fabrication**.
- Une fois la canule posée, il est essentiel de **vérifier que le flux d'air est bien dégagé**.
- En cas de problème, **repositionnez ou retirez immédiatement la canule**.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

CANULES DE GUEDEL

Référence : 22035

Les canules de Guedel, **indispensables pour prévenir l'obstruction des voies aériennes** due à la chute de la langue, facilitent la **ventilation** et l'**oxygénation**, améliorant ainsi les chances de survie en cas d'urgence médicale.

Retrouvez également l'ensemble de nos [matériels spécialisés](#).

Questions Fréquentes

Q1 : Comment mettre une canule de Guedel ?

Q2 : Comment choisir la taille de la canule de Guedel ?

Q3 : Quand mettre une canule oropharyngée ?

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502