

MASQUE À OXYGÈNE JETABLE ADULTE MOYENNE CONCENTRATION

Référence : 22033



Description :

- Masque **adulte** à **moyenne concentration** pour l'administration d'oxygène.
- Conçu pour une **mise en œuvre simple** dans des contextes d'intervention et d'assistance respiratoire.
- Livré prêt à l'emploi avec **tuyau d'oxygène** et **élastique** pour le maintien.
- Conditionnement en **sachet individuel soudé** pour un stockage plus propre et une distribution rapide.
- Repère qualité : **marquage CE 0434**.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : Masque à oxygène **jetable** adulte (moyenne concentration)
- **Usage** : Usage unique
- **Accessoires** : Tuyau d'oxygène + élastique
- **Longueur du tuyau** : **2 m**
- **Référence** : **22033**

Composition

- **Polypropylène**
- **Polyéthylène**
- **Chlorure de polyvinyle**

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **25 mars 2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !



MASQUE À OXYGÈNE JETABLE ADULTE MOYENNE CONCENTRATION

Référence : 22033

Masque à oxygène jetable adulte moyenne concentration : Usage unique avec tuyau 2 m et élastique

Masque à oxygène jetable adulte moyenne concentration : un dispositif à **usage unique** livré en **sachet individuel soudé**, avec **tuyau 2 m** et **élastique**, pour une mise en place rapide en situation d'assistance respiratoire.

- **Usage unique**
- **Tuyau 2 m inclus**
- **Élastique de maintien**
- **Sachet individuel soudé**
- **Marquage CE 0434**

Mode d'emploi :

- Sortir le masque de son **sachet individuel soudé**.
- Raccorder le **tuyau 2 m** à la source d'oxygène.
- Positionner le masque sur le visage puis ajuster l'**élastique** pour assurer le maintien.
- Utiliser selon le protocole de votre structure / intervention.

Précautions d'utilisation :

- **Usage unique** : ne pas réutiliser.
- Conserver le dispositif dans son **sachet individuel soudé** jusqu'à utilisation.
- Vérifier la présence du **tuyau** et de l'**élastique** avant la mise en place.
- Produit avec **marquage CE 0434**.

Un masque à oxygène adulte prêt à l'emploi pour l'intervention et l'oxygénothérapie

Disposer d'un **masque à oxygène jetable adulte moyenne concentration** permet d'équiper rapidement un poste d'intervention : conditionnement en **sachet individuel soudé**, **tuyau 2 m** et **élastique** inclus. Ce format à **usage unique** facilite la logistique et le renouvellement du stock, tout en répondant aux besoins d'**oxygénothérapie** en contexte opérationnel. Découvrez aussi nos solutions d'[oxygénothérapie](#) et l'ensemble du [matériel spécialisé](#).