

STATION MURALE OUVERTE AVEC 2 OEILLÈRES PLUM Référence : 24042

Comprend 1 pH neutral 500ml + 1 lave-oeil 1000ml



Station murale DUO avec 1 flacon 500 ml pH Neutral Duo et 1.000 ml Solution saline Plum, avec fixation murale, pictogrammes (mode d'emploi) et miroir.
Pour les postes à risque de contamination oculaire par des substances acides ou alcalines.

La double œillère permet un lavage en même temps des 2 yeux.

Les flacons s'ouvrent d'un seul geste en faisant tourner l'œillère maintenant l'œil ouvert pour une bonne irrigation du flux.
Temps de rinçage : env 7min.

Conseil: après un rinçage avec pH Neutral il est conseillé de continuer le lavage avec un Lave-œil Plum jusqu'à intervention du médecin.

Le coffret comprend :

- 1 solution pH Neutral : flacon 2 œillères de 500 ml. Tampon phosphate actif (4,9%) stérile qui neutralise un pH de 1 à 14 en 20 sec. 50 fois plus efficace que l'eau ! Parfait sur les acides et les bases.

- 1 solution saline : flacon 2 œillères de 1000 ml. Prolonge le rinçage. NaCl en solution (0,9%) stérile, identique au milieu naturel de l'œil pour un rinçage en douceur. Idéal pour un usage général.

Dimension de la station: L 37.5cm x l 25cm x H 9.5cm