

ELECTRODES MIXTES ADULTE + ENFANT BENEHEART MINDRAY D1

Référence : 29652

Description :



- Électrodes **mixtes** utilisables chez l'**adulte** et l'**enfant** avec le DAE BeneHeart Mindray D1.
- Gel conducteur **pré-appliqué** et support **auto-adhésif** pour une pose rapide et sûre.
- Pictogrammes de **positionnement** clairs pour limiter les erreurs de pose.
- Conditionnement **scellé** pour préserver la qualité du gel jusqu'à la **date limite d'utilisation**.
- Adaptées aux environnements ERP, entreprises, écoles et collectivités.

Caractéristiques techniques :

- **Compatibilité** : DAE **BeneHeart Mindray D1**
- **Type** : électrodes **pré-gélifiées, adhésives, usage unique**
- **Population** : *adulte & enfant* (mode pédiatrique activé selon le DAE)
- **Connectique** : branchement direct au D1 (câble intégré)
- **DLU** : à vérifier et consigner (inscrite sur le sachet)

Électrodes mixtes adulte + enfant beneheart mindray d1 : un seul jeu pour toutes les victimes

Électrodes mixtes Adulte + Enfant - BeneHeart Mindray D1 : un jeu d'électrodes **polyvalent** et **prêt à l'emploi** pour intervenir rapidement sur **adulte** ou **enfant** avec votre DAE BeneHeart D1, tout en simplifiant le **stock** et la **maintenance**.

- **Un seul modèle** : adulte & enfant
- **Pose intuitive** avec pictogrammes
- **Pré-gélifiées, auto-adhésives**
- **Câble long, connexion rapide**
- **Stock simplifié, économie d'espace**

Électrodes DAE universelles pour intervention rapide en milieu scolaire et professionnel

Les **électrodes mixtes Adulte + Enfant pour BeneHeart Mindray D1** réduisent le temps de décision en situation d'urgence et évitent la multiplication des références. Leur **pose intuitive** et leur **adhérence optimale** favorisent un contact cutané efficace pour l'analyse et la délivrance du choc par le DAE.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

ELECTRODES MIXTES ADULTE + ENFANT BENEHEART MINDRAY D1

Référence : 29652

Mode d'emploi :

- Vérifier l'**intégrité du sachet** et la **date de péremption**.
- Ouvrir, connecter si besoin, puis **retirer les protections** du gel.
- Coller les électrodes selon les **pictogrammes** (positions antéro-latérales standard).
- Chez l'**enfant**, activer le **mode pédiatrique** du D1 si requis par le fabricant.
- Lancer l'**analyse** et suivre les **instructions vocales** du DAE.

Précautions d'utilisation :

- Électrodes à **usage unique** : ne pas réutiliser.
- Ne pas utiliser si le **gel est sec** ou si l'emballage est endommagé.
- Appliquer sur peau **sèche & rasée** (si pilosité dense) pour une adhérence optimale.
- Écarter les **patchs médicamenteux**/piercings du trajet si possible ; respecter les consignes DAE.
- Éliminer selon la **filière déchets** appropriée après intervention.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502