

BATTERIE CU MÉDICAL IPAD NF1200

Référence : 29701

Description :



- Batterie dédiée au **défibrillateur iPAD NF1200** (CU Medical), pour assurer sa disponibilité en intervention.
- Cartouche **scellée**, prête à l'emploi, ne nécessite pas d'entretien.
- **Remplacement en quelques secondes** : insertion directe, remise en service immédiate.
- Conditionnement protégé pour un **stockage longue durée** en infirmerie/ERP/entreprise.
- Etiquetage permettant le **suivi des dates** (lot, DLUO/à consigner dans le registre DAE).

Caractéristiques techniques :

- **Compatibilité** : DAE **CU Medical iPAD NF1200**
- **Type** : batterie médicale scellée (pack prêt à l'emploi)
- **Installation** : insertion directe, **sans outil**
- **Maintenance** : aucun entretien ; consigner la **date de pose** et le **remplacement préventif**
- **Conformité** : usage dispositif médical, traçabilité lot/n° série

Batterie cu medical - iPAD NF1200 : Fiabilité et remplacement express pour votre défibrillateur

Batterie de remplacement pour DAE CU Medical iPAD NF1200 : une alimentation **fiable et prête à l'emploi** pour maintenir votre défibrillateur opérationnel, avec **installation rapide** et traçabilité claire (lot/n° de série).

- **Compatibilité iPAD NF1200**
- **Remplacement simple, sans outil**
- **Scellée, sans entretien**
- **Stockage longue durée**
- **Traçabilité & conformité**

Batterie de défibrillateur pour disponibilité maximale en situation d'urgence

Une **batterie dédiée et récente** est essentielle pour garantir le bon déclenchement de l'analyse et du choc lors d'un arrêt cardiaque. La **batterie CU Medical - iPAD NF1200** se remplace en quelques secondes et sécurise la **continuité opérationnelle** de votre DAE dans les ERP, entreprises, établissements scolaires et collectivités.



BATTERIE CU MÉDICAL IPAD NF1200

Référence : 29701

Mode d'emploi :

- Mettre l'appareil **hors service** si nécessaire et ouvrir le compartiment batterie.
- Retirer l'ancienne batterie, **insérer la nouvelle** jusqu'au clic de verrouillage.
- Effectuer le **test d'auto-contrôle** du DAE (selon notice fabricant).
- Consigner la **date de remplacement** et mettre à jour le **registre DAE**.
- Stocker une batterie **de rechange** dans un endroit sec, à température ambiante.

Précautions d'utilisation :

- Utiliser **exclusivement** sur le modèle **iPAD NF1200**.
- Ne pas ouvrir, perforer, court-circuiter ou exposer à la chaleur.
- Respecter la **date limite d'utilisation** indiquée par le fabricant.
- Éliminer la batterie usagée via une **filière adaptée** (déchetterie/pro filières pro).
- Vérifier régulièrement l'**état du DAE** (voyants/alertes) et planifier le remplacement préventif.