

## MASQUE WATER-JEL 30 X 40 Référence : 24013



Refroidit rapidement la brûlure.

### FICHE TECHNIQUE

Le principe est de refroidir rapidement une brûlure par transfert de chaleur grâce au gel d'eau bactériostatique réparti à saturation sur des supports. L'application du produit directement sur la zone brûlée permet de stopper la progression de la chaleur, de stabiliser la température cutanée et centrale, de garder intact l'aspect de la brûlure, de ne pas adhérer à la peau et éviter, pour les brûlures graves, l'hypothermie.

Compresse non adhérentes, mousse synthétique inerte saturée de gel non toxique, non irritant et soluble dans l'eau.

### Usage individuel