

## ROULEAU DE PANSEMENT NON TISSÉ HYPOALLERGÉNIQUE 6 CM X 1 M

Référence : 1043

### Description :

- Pansement non tissé qui laisse respirer la peau et la plaie pour favoriser une bonne cicatrisation.
- Compresse centrale très absorbante et hypoallergénique, qui ne colle pas à la plaie et facilite le retrait.
- Formule spécialement adaptée aux peaux sensibles ou réactives pour réduire le risque d'irritation.
- Rouleau à découper permettant d'ajuster facilement la longueur et la largeur du pansement à chaque plaie.
- Solution idéale pour protéger coupures, écorchures, petites brûlures et plaies superficielles au quotidien.



### Caractéristiques techniques :

- **Support** : non tissé blanc, souple et respirant.
- **Adhésif** : colle acrylique hypoallergénique à haute adhérence.
- **Dimensions** : rouleau de pansement 6 cm x 1 m à découper.
- **Composition** : hypoallergénique, sans latex, adapté aux peaux sensibles.
- **Utilisation** : protection des plaies cutanées et maintien d'une compresse de gaze stérile.

## Rouleau de pansement non tissé hypoallergénique 6 cm x 1 m : protection douce des plaies sensibles

Pansement à découper qui laisse respirer la peau, avec compresse centrale très absorbante et non adhérente, spécialement conçu pour protéger les plaies tout en limitant les risques d'irritation sur les peaux sensibles et réactives.

- **Pansement à découper sur mesure**
- **Compresse centrale absorbante**
- **Hypoallergénique sans latex**
- **Laisse respirer la peau**
- **Adapté peaux sensibles**

### Mode d'emploi :

- Nettoyer soigneusement la plaie et le pourtour cutané pour éliminer saletés et impuretés.
- Désinfecter la zone à l'aide d'une solution antiseptique ou de sérum physiologique selon le type de plaie.
- Appliquer une compresse de gaze stérile de taille adaptée directement sur la plaie.
- Découper le **rouleau de pansement non tissé hypoallergénique 6 cm x 1 m** à la dimension souhaitée, puis le positionner pour recouvrir et maintenir la compresse.
- Lisser les bords du pansement pour assurer une bonne adhérence et vérifier régulièrement l'état de la plaie.



## ROULEAU DE PANSEMENT NON TISSÉ HYPOALLERGÉNIQUE 6 CM X 1 M Référence : 1043

### Précautions d'utilisation :

- Changer le pansement régulièrement pour éviter la macération et la prolifération de germes.
- Surveiller l'apparition éventuelle de rougeurs, démangeaisons ou signes d'intolérance cutanée.
- Ne pas appliquer directement sur une plaie très exsudative sans compresse absorbante préalable.
- En cas de saignement persistant, de douleur importante ou de signes d'infection, consulter un professionnel de santé.
- Conserver le rouleau à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de la lumière directe pour préserver son adhérence.

### Un rouleau de pansement non tissé sur mesure pour toutes les plaies du quotidien

Le **rouleau de pansement non tissé hypoallergénique 6 cm x 1 m** offre une solution flexible pour protéger coupures, écorchures, brûlures légères, piqûres d'insectes et autres plaies mineures. À découper selon la taille souhaitée, il permet d'obtenir un pansement parfaitement ajusté à la forme et à la localisation de la plaie, que ce soit à la maison, au travail ou en déplacement. Sa compresse centrale très absorbante et non adhérente contribue à un confort optimal pendant la cicatrisation.

Hypoallergénique, sans latex et doté d'une colle acrylique douce pour la peau, ce pansement en non tissé est particulièrement recommandé pour les peaux sensibles ou réactives. Respirant et protecteur, il limite les risques d'irritation tout en formant une barrière mécanique contre les bactéries et impuretés. Intégré à une trousse de premiers secours ou à une armoire à pharmacie, il complète efficacement vos autres dispositifs de protection des plaies et répond aux besoins des familles, entreprises, écoles et collectivités.