

100 PANSEMENTS PLASTIQUES MICROPERFORÉS MILIEU HUMIDE 38MM X 72MM Référence : 1061

Description :



- Protège la plaie tout en laissant l'air circuler grâce au support microperforé.
- Résiste à l'eau pour une tenue adaptée aux environnements humides.
- Occlusion sur quatre côtés pour limiter les intrusions externes.
- Souple et confortable pour accompagner les mouvements.
- Application et retrait faciles pour des gestes rapides au poste de soins.

Caractéristiques techniques :

- **Référence** : 1061.
- **Dimensions** : 38 mm x 72 mm.
- **Support** : plastique microperforé, prédécoupé.
- **Adhérence** : très adhésif, occlusif sur 4 côtés.
- **Résistance** : résistant à l'eau, conseillé pour milieux humides.
- **Conditionnement** : boîte de 100 pansements.

Pansements plastiques microperforés 38 x 72 mm : tenue fiable en milieu humide

100 pansements plastiques microperforés milieu humide 38 mm x 72 mm sous format standard prêt à l'emploi avec support microperforé prédécoupé, très adhésif et résistant à l'eau, pour une protection occlusive qui adhère sur les quatre côtés.

- **Support microperforé prédécoupé**
- **Très adhésif, longue tenue**
- **Résistant à l'eau**
- **Occlusif 4 côtés**
- **Idéal milieux humides**

Mode d'emploi :

- Nettoyez, désinfectez si nécessaire, puis séchez délicatement la zone.
- Positionnez la compresse au centre de la lésion et lissez les bords.
- Assurez une bonne adhérence tout autour pour l'occlusion.
- Remplacez le pansement dès qu'il est humide ou après la douche.
- Éliminez le pansement usagé selon vos consignes de tri.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

100 PANSEMENTS PLASTIQUES MICROPERFORÉS MILIEU HUMIDE 38MM X 72MM Référence : 1061

Précautions d'utilisation :

- Utilisez sur peau saine autour de la plaie superficielle.
- Évitez l'application sur plaie profonde ou infectée sans avis médical.
- Stoppez l'usage en cas d'irritation ou d'intolérance cutanée.
- Conservez au sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessive.
- Vérifiez l'intégrité du conditionnement avant utilisation.

Protection fiable et respirante pour une cicatrisation sereine

Conçus pour les environnements exposés à l'humidité, ces pansements plastiques microperforés associent respirabilité, occlusion et forte adhérence afin de sécuriser la plaie au quotidien.

Leur format 38 × 72 mm convient aux petites coupures et éraflures, tout en assurant un maintien confortable et durable pendant l'activité.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502