

## PACK DE 15 EMOBOUTS Référence : 140113-EMB

15 embouts à usage unique.



15 embouts usage unique.

### Précaution d'emploi :

Changer l'embout après chaque utilisation. Veillez à positionner correctement l'embout à usage unique dans l'oreille. Usage unique, risque de contamination croisée si utilisé 2 fois.

### Nettoyage :

Avec un chiffon imbibé d'eau ou d'alcool et laisser sécher 30 min avant une nouvelle mesure. Veuillez faire attention à la tête de mesure.

REF 140113 : Thermomètre auriculaire

REF 140113-EMB : Lot de 15 embouts usage unique