

## OTOSCOPE SMARTLIGHT SPENGLER

### Référence : 22062



#### OTOSCOPE SMARTLIGHT SPENGLER

##### **Caractéristiques :**

- Léger et résistant. Il est idéal pour une auscultation ORL
- Composé de 2 éléments : Une tête en ABS et laiton vissée sur le manche + Un manche dessiné avec des petites rainures pour une meilleure prise en main et adhérence
- Support spéculums en laiton (pour des diamètres de spéculums à usage unique de 2,5 mm, 3 mm, 4 mm et 5 mm)
- Loupe pivotante sur le côté avec un grossissement fois 3
- Equipé d'une ampoule XHL Xénon/Halogène qui diffuse une lumière concentrée et homogène
- Doté d'un clip de fixation pour mettre à la poche d'une blouse
- L'interrupteur de marche / arrêt se situe sur ce clip de fixation

#### OTOSCOPE SMARTLIGHT SPENGLER

- Idéal pour une auscultation ORL
- Composé de 2 éléments : tête + manche
- Support pour spéculum en laiton
- Loupe pivotante
- Lumière concentrée et homogène

**Fonctionne avec des ampoules Réf:22062A**

##### **Informations complémentaires :**

L'Otoscope Smartlight Spengler est livré dans une boîte comprennant :

- 1 tête amovible
- 1 manche
- 4 spéculums enfants de diamètre : 2.5mm
- 4 spéculums adultes de diamètre : 4 mm
- 1 ampoule XHL Xénon/halogène
- 2 piles alcalines LR6 AA 1,5 V (fournies).

Couleur disponible : Noir

##### **Conseil de nettoyage et désinfection :**

- Nettoyez la surface de l'appareil, tout en évitant la loupe (fenêtre d'observation) située dans la tête, au moins une fois par semaine, avec de l'alcool à 75%.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

**04 93 19 20 23**

## OTOSCOPE SMARTLIGHT SPENGLER

Référence : 22062

- L'utilisation d'un détergent corrosif ou d'un produit de polissage est proscrite.
- Désinfectez les embouts de l'otoscope avec une vapeur saturée pendant environ 20 minutes à 134°C (pour les spéculums auriculaires réutilisables uniquement).

Garantie : 2 ans hors consommables.

**1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var**

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502