

## LAVE-OEIL INDIVIDUEL DE DIPHOTÉRINE STÉRILISÉ 50 ML

### Référence : 24023



#### Description :

- Conçu pour neutraliser les substances chimiques sur les yeux en cas de contact accidentel
- Efficacité maximale dans les 10 premières secondes suivant la projection
- Facile à transporter grâce à son format compact et son attache ceinture
- Utilisation recommandée comme premier lavage d'urgence
- Compatibilité avec les dispositifs muraux et portatifs pour un lavage prolongé

#### Caractéristiques techniques :

- **Contenance** : 50 ml de solution de diphotérine
- Livré avec **porte-ceinture en nylon** pour une portabilité optimale
- **Stérilisation** pour une application directe sur l'œil
- Compatible avec les stations de lavage 500 ml pour les soins prolongés
- Utilisation optimale en complément d'autres solutions selon les projections chimiques

## Lave-oeil individuel stérilisé à la diphotérine 50 ml : une protection immédiate en cas de projection chimique

Solution de lavage portable et stérilisée, efficace pour neutraliser les projections chimiques en seulement 10 secondes.

- **Formulation spécifique pour les brûlures chimiques**
- **Intervention rapide en cas d'accident**
- **Application simple et immédiate**
- **Portable, avec attache ceinture pratique**
- **Solution stérile et prête à l'emploi**

#### Mode d'emploi :

- En cas de projection chimique, appliquez le lave-oeil dans les 10 premières secondes
- Utilisez l'intégralité du flacon pour une efficacité maximale
- En cas de brûlure persistante, poursuivez le lavage avec un flacon de 500 ml pour un nettoyage prolongé
- Facile à porter grâce au porte-ceinture, pour une intervention rapide



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

**04 93 19 20 23**

## LAVE-OEIL INDIVIDUEL DE DIPHOTÉRINE STÉRILISÉ 50 ML Référence : 24023

### Précautions d'utilisation :

- Utiliser le lave-oeil comme premier lavage d'urgence, sans prélavage à l'eau
- Ne pas utiliser après la date de péremption
- Éviter l'emploi pour des bains oculaires ; à privilégier en lavage direct
- Ne pas utiliser pour les projections d'acide fluorhydrique ; privilégier l'Hexafluorine

### **Protégez efficacement vos yeux en cas de projection chimique**

Le lave-oeil individuel à la diphotérine stérilisé est spécialement formulé pour stopper rapidement la pénétration des produits chimiques. Il neutralise immédiatement les effets des acides, bases, et solvants, réduisant le risque de brûlure chimique et permettant une prise en charge rapide dans les 10 secondes suivant l'accident.

Adapté pour les premiers secours, cet équipement garantit une efficacité immédiate et peut être utilisé en complément des stations murales pour un lavage prolongé si nécessaire.

Retrouvez également l'ensemble de nos produits à base de **diphotérine**.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502