

COMPRESSE BURNCARE 10CM X 10CM

Référence : 240060

Description :



- Pansement à base d'**hydrogel** pour les **brûlures thermiques** et **ébullancements** légers à modérés.
- **Refroidit** la surface cutanée, **limite l'extension** de la brûlure et **apaise** rapidement.
- Compresse **stérile** et **non adhérente** : n'arrache pas les tissus lors du retrait.
- Prête à l'emploi en poche individuelle pour **trousse de secours**, poste médical et terrain.
- Format carré 10x10 cm adapté à la plupart des zones corporelles.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 10 x 10 cm
- **Composition** : support non tissé imprégné d'**hydrogel** hydratant
- **Stérilité** : emballage individuel **stérile**, **usage unique**
- **Propriétés** : **refroidissante**, **apaisante**, **non adhérente**, maintien de l'humidité
- **Destination** : premiers secours en entreprise/ERP/écoles, sport, domicile

Compresse burncare 10 x 10 cm : refroidit immédiatement la brûlure et apaise la douleur

Compresse Burncare 10 x 10 cm : pansement **stérile imprégné d'hydrogel** qui **refroidit** rapidement la zone brûlée, **apaise la douleur** et crée une barrière hydratante non adhérente pour un transport serein vers la prise en charge.

- **Refroidissement immédiat**
- **Hydrogel stérile apaisant**
- **Non adhérente à la lésion**
- **Prête à l'emploi, format 10x10**
- **Réduit le risque de contamination**

Pansement hydrogel pour brûlures : refroidissement, protection et confort

La **compresse Burncare 10x10** associe un **refroidissement immédiat** à une **hydratation continue** de la plaie, réduisant la sensation de brûlure et la douleur tout en créant une barrière protectrice contre les impuretés. Son support **non adhérent** facilite la réévaluation médicale et la réfection du pansement sans traumatisme.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

COMPRESSE BURNCARE 10CM X 10CM

Référence : 240060

Mode d'emploi :

- Arrêter l'agent causal ; si possible, **refroidir à l'eau** tempérée 10-20 min (sans glace).
- Ouvrir le sachet, appliquer la **compresse Burncare** directement sur la zone.
- Ne pas appuyer ; **fixer** délicatement avec une bande de gaze/cohésive.
- Surveiller la douleur et l'état cutané ; compléter par une **évaluation médicale** si nécessaire.
- Remplacer si la compresse s'assèche ou selon avis médical.

Précautions d'utilisation :

- **Usage unique** ; ne pas réutiliser une compresse ouverte.
- Ne pas appliquer sur **brûlures chimiques** non décontaminées ou **brûlures étendues/profondes** (urgence médicale).
- Éviter le contact avec les **yeux** et les muqueuses ; ne pas percer les bulles.
- Vérifier l'**intégrité** du sachet et la **DLU** ; conserver au frais, à l'abri du gel et de la chaleur.
- En cas de douleur intense, fièvre, odeur ou suintement anormal, **consulter** rapidement.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502