

TULLE GRAS VASELINÉ 5CM X 5CM BOÎTE DE 10 COMPRESSES

Référence : 24036



Les mailles de la gaze ainsi que le taux élevé d'imprégnation en vaseline favorisent le drainage des exsudats, évitant tout risque de macération et favorisant le rétablissement rapide de l'aspect de la peau.

Le pansement est composé exclusivement de substances neutres, non adhérent et hypoallergénique. Bonne tolérance cutanée.

Caractéristiques :

- Traitement local d'appoint des brûlures superficielles de faible étendue
- Pansement gras protecteur et non adhérent à la plaie, retrait indolore
- Constitué de gaze hydrophile 100% coton imprégné de Vaseline

Indications :

- Brûlures superficielles (1er et 2ème degré)
- Plaies faiblement exsudatives en phase de bourgeonnement et d'épidermisation (dermabrasions, coupures, ulcères, escarres...)

Autre taille disponible :

- Boîte de 10 compresses
10cm x 10cm -
Réf:24015

Tulle Gras Vaseline (5cm x 5cm) - Boîte de 10 compresses

Composé à 100% de gaze hydrophile en coton, notre tulle gras vaseliné est imprégné de Vaseline, offrant ainsi une barrière protectrice supplémentaire. Cette formulation spéciale favorise un environnement propice à la cicatrisation tout en préservant la peau.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

TULLE GRAS VASELINÉ 5CM X 5CM BOÎTE DE 10 COMPRESSES

Référence : 24036

Choisissez la qualité pour un soulagement efficace et une récupération rapide des brûlures cutanées.

Indications du DM : Brûlures et échaudures légères, lacérations, plaies superficielles en voie d'épidermisation, ulcères et autres plaies présentant une perte de substance cutanée.

Précautions d'emploi : Dispositif à usage unique, ne pas le réutiliser.

Mode d'emploi :

- Après avoir nettoyé la plaie, ouvrir le sachet et extraire le pansement vaseliné.
- Oter le film protecteur et appliquer le pansement sur la plaie.
- Enlever le second film protecteur.
- Recouvrir de compresses stériles et maintenir le pansement avec une bande de maintien.
- Renouveler le pansement 2 à 3 fois par semaine en fonction de l'exsudation de la plaie.

Durée : court terme

Utilisation : entre 60 minutes et 30 jours

Durée de validité du produit : 5 ans à partir de la date de fabrication.

Mode de stérilisation : Stérilisé par rayons gamma selon la norme NF EN ISO 11137-1 : 2016 et NF EN ISO 11137-2 : 2015

Conditions de stockage : Conserver à plat, à l'abri du soleil et de l'humidité.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502