

SERINGUE 1 ML LUER + AIGUILLE 25G 25 MM (ORANGE)

Référence : 16088-25

Description :



- Kit **seringue 1 ml + aiguille 25G** pour couvrir les besoins d'**injection** ou de **prélèvement**.
- Dispositif **stérile**, adapté à une utilisation ponctuelle et standardisée.
- Connexion simple : il suffit de **connecter l'aiguille sur la seringue** avant utilisation.
- Matériaux sélectionnés pour une utilisation fiable, avec **joint sans latex**.
- Format pratique pour anticiper les consommables et sécuriser le réassort.

Caractéristiques techniques :

- **Contenance seringue** : 1 ml (3 pièces)
- **Connexion** : Luer
- **Aiguille** : 25G - longueur 25 mm
- **Couleur du moyeu** : Orange
- **Stérilisation** : Oxyde d'éthylène

Composition

- **Corps et piston de seringue** : PP (polypropylène)
- **Joint** : caoutchouc isoprène **sans latex**
- **Aiguille** : acier inoxydable 304
- **Moyeu + capuchon de protection** : PP (polypropylène)
- **Adhésif** : résine époxy

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 octobre 2026**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

SERINGUE 1 ML LUER + AIGUILLE 25G 25 MM (ORANGE)

Référence : 16088-25

Seringue 1 ml Luer avec aiguille 25G 25 mm : Kit stérile à usage unique pour injection et prélèvement

Un **kit aiguille et seringue** prêt à l'emploi, **stérile** et à **usage unique**, conçu pour **injecter** ou **prélever** des liquides, avec une connexion simple et un conditionnement pensé pour le réassort.

- Kit prêt à l'emploi
- Stérile
- Usage unique
- Connexion simple Luer
- Conditionnement optimisé

Mode d'emploi :

- Ouvrir l'emballage et préparer le **kit aiguille et seringue** sur une surface propre.
- **Connecter l'aiguille sur la seringue** avant utilisation.
- Utiliser pour **injecter** ou **prélever** des liquides selon vos protocoles.
- Après usage, éliminer conformément aux procédures internes de gestion des objets piquants.

Précautions d'utilisation :

- **Usage unique** : ne pas réutiliser.
- Ne pas utiliser si **l'emballage est endommagé**.
- Stocker à **température ambiante**, à l'abri de l'**humidité**, de la **lumière solaire** et des **sources de chaleur**.
- Vérifier la **composition** pour s'assurer de l'absence d'allergie à l'une des matières.
- Se référer à la **date de validité** indiquée sur l'étiquetage.

Un kit seringue et aiguille pratique pour standardiser vos gestes

Ce **kit seringue 1 ml Luer avec aiguille 25G 25 mm** répond aux besoins courants d'**injection** et de **prélèvement**, en combinant un format compact, une connexion simple et un dispositif **stérile à usage unique**. La présence d'un **joint sans latex** et des matériaux robustes (dont **acier inoxydable 304**) contribuent à une utilisation sereine. Pour compléter votre sélection de consommables, retrouvez d'autres références de **seringues** ainsi que l'ensemble de l'**instrumentation** utile au quotidien.

Son conditionnement facilite le réassort et la gestion de stock, tout en garantissant un produit prêt à l'emploi au moment voulu. Découvrez toute la gamme [Raffin Medical](#).

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502