

## SPARADRAP MICROPOREUX HYPOALLERGÉNIQUE 2,5 CM X 9,14 CM

Référence : 2013

### Caractéristiques du Sparadrap Microporeux

#### Description:



- **Sparadrap micro-aéré** : Il laisse la peau respirer et permet l'élimination des liquides d'exsudation de la plaie et de la transpiration en évitant la macération.
- Sparadrap perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Dimensions de la bobine nue: 2,5cm x 9,14m
- Il est livré avec dévidoir
- Conforme à la norme NF EN ISO 15223-1 : 2017.

#### Avantages :

- **Excellent tolérance cutanée** permettant le changement fréquent de pansements sur peau allergique ou très fragile en minimisant les réactions cutanées secondaires aux adhésifs.
- Permet la fixation des pansements simple et peu épais
- Le sparadrap microporeux à l'avantage de se retirer sans douleur.
- **Hypoallergénique**

### Sparadrap Microporeux Hypoallergénique avec dévidoir - 2,5cm x 9,14cm

Les **sparadraps microporeux hypoallergéniques** sont parfaits pour les **peaux sensibles**. Ils sont proposés **avec dévidoir**. Ce **sparadrap** se glisse également dans les **trousses de secours**.

#### Composition :

- Support microporeux en non-tissé souple.
- Masse adhésive acrylique de haute tolérance cutanée

### Fiche Technique du Sparadrap Microporeux

#### Caractéristiques physicochimiques :

- Largeur sur sparadrap non étirée avec tolérance  $\pm 0,5$  cm

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

**04 93 19 20 23**

## SPARADRAP MICROPOREUX HYPOALLERGÉNIQUE 2,5 CM X 9,14 CM

Référence : 2013

- Longueur étirée : ± 10% à l'étirage

**Durée de validité du produit :** 3 ans à partir de la date de fabrication.

**Indications du DM :** Dispositif hypoallergénique adapté pour toute fixation et maintien de pansements et de matériel médical à renouvellement fréquent sur peaux sensibles, allergiques ou dévitalisées.

**Précautions d'emploi :** Dispositif à usage unique, ne pas le réutiliser.

**Conditions de stockage:** Au sec et à l'abri du soleil.

**Mode de destruction:** Par incinération.

**1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var**

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502