

SPARADRAP MICROPOREUX HYPOALLERGÉNIQUE SANS DÉVIDOIR

2,5 CM X 9,14 CM

Référence : 2023

Description :



- **Sparadrap microporeux hypoallergénique** conçu pour la **fixation des pansements simples et peu épais** sur peau fragile ou allergique.
- Support **micro-aéré**, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, permettant à la peau de respirer et limitant la macération sous le pansement.
- Excellente tolérance cutanée, idéale pour les changements fréquents de pansement sans irriter la peau.
- S'enlève **sans douleur**, ce qui améliore le confort du patient, notamment chez l'enfant, la personne âgée ou en cas de peau très sensible.
- Bobine nue compacte, livrée **sans dévidoir**, facile à glisser dans une trousse de secours ou une armoire à pharmacie.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : sparadrap microporeux hypoallergénique, micro-aéré.
- **Perméabilité** : perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour favoriser la respiration cutanée.
- **Dimensions** : bobine nue 2,5 cm x 9,14 m.
- **Présentation** : rouleau sans dévidoir, à découper selon la longueur souhaitée.
- **Indication principale** : fixation de pansements sur peaux allergiques ou très fragiles en minimisant les réactions cutanées.

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 janvier 2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

Sparadrap microporeux hypoallergénique 2,5 cm x 9,14 m : fixation sûre pour peaux sensibles

Sparadrap **micro-aéré et perméable à l'air**, spécialement conçu pour les peaux sensibles, offrant une excellente tolérance cutanée et un retrait sans douleur tout en assurant une fixation fiable des pansements.



SPARADRAP MICROPOREUX HYPOALLERGÉNIQUE SANS DÉVIDOIR 2,5 CM X 9,14 CM Référence : 2023

- Haute tolérance cutanée
- Retrait souple et indolore
- Micro-aéré et respirant
- Fixation de pansements fins
- Bobine nue sans dévidoir

Mode d'emploi :

- Préparer la zone à traiter : nettoyer la plaie, réaliser le pansement puis sécher soigneusement le pourtour cutané.
- Dérouler le **sparadrapp microporeux hypoallergénique** et découper la longueur nécessaire à l'aide de ciseaux propres.
- Appliquer le sparadrapp en recouvrant les bords du pansement ou du dispositif à fixer, sans plisser la bande.
- Lisser délicatement pour assurer une bonne adhérence sur la peau, tout en évitant de trop serrer.
- Renouveler la pose lors de chaque changement de pansement ou si le sparadrapp se décolle ou se salit.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer directement sur une peau humide, grasse ou lésée de façon étendue afin de préserver l'adhésivité et le confort.
- Surveiller régulièrement l'état de la peau sous le sparadrapp ; en cas de rougeur ou d'irritation, interrompre l'utilisation et adapter la fixation.
- Éviter de trop serrer pour ne pas gêner la circulation sanguine, notamment autour des extrémités.
- Produit à usage externe uniquement, réservé à la fixation de pansements ou de dispositifs légers.
- Conserver le rouleau dans un endroit propre, sec et à l'abri de la chaleur, hors de portée des enfants.

Un sparadrapp microporeux idéal pour les peaux sensibles

Le **sparadrapp microporeux hypoallergénique 2,5 cm x 9,14 m** est particulièrement recommandé pour la fixation des pansements chez les patients à **peau sensible ou allergique**. Sa structure **micro-aérée**, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, limite la macération tout en offrant une excellente tolérance cutanée. Il permet ainsi des **changements fréquents de pansements** sans provoquer d'arrachements douloureux ni d'irritations secondaires aux adhésifs.

Livré en bobine nue, sans dévidoir, ce sparadrapp s'intègre facilement dans les **troussets de secours**, armoires à pharmacie de cabinet ou chariots de soins. Découpable à la longueur souhaitée, il offre une grande polyvalence pour maintenir pansements, compresses ou petits dispositifs, tant en milieu professionnel qu'à domicile.