

## COUSSIN HÉMOSTATIQUE D'URGENCE 10 CM X 10 CM X 3 CM

Référence : 3026

### Description



Ce **coussin hémostatique d'urgence** a été pensé pour les situations où un saignement important doit être maîtrisé rapidement. Son vrai intérêt, c'est de maintenir une pression constante sur la plaie sans avoir à garder une compression manuelle continue, ce qui change complètement la gestion d'une urgence quand chaque geste compte.

Le coussin associe une mousse, un pansement intégré et une bande élastique solidaire de l'ensemble. Une fois positionné sur la plaie, il permet de concentrer la compression là où elle est nécessaire, tout en gardant le dispositif en place de manière plus stable.

Avec son format **10 cm x 10 cm x 3 cm**, il reste compact, facile à transporter dans une trousse de secours, un sac ou un kit d'intervention. C'est le type de matériel qu'on apprécie d'avoir à portée de main dans les contextes où l'on veut pouvoir réagir vite face à une hémorragie externe.

Ce modèle convient à différents types de blessures comme les coupures ou les lacérations. Il s'intègre naturellement dans un équipement de premiers secours plus sérieux, en complément des pansements compressifs classiques pour les situations où la pression doit être forte, stable et immédiate.

### Caractéristiques techniques

- Référence 3026
- Dimensions 10 cm x 10 cm x 3 cm
- Matière 1 mousse en polyuréthane 24 kg/m<sup>3</sup>
- Usage principal Stopper les hémorragies sévères
- Contenu inclus 1 pansement « Fluff Américain » 7,50 x 5 cm, 1 bande élastique de maintien 10 cm x 2,5 m étirés, compresse de gaze, gants vinyle, mode d'emploi
- Stockage recommandé Durée de vie de 4 ans

### Propriétés

Ce coussin agit comme une **alternative à la compression manuelle continue**, en maintenant la pression directement sur la zone blessée grâce à sa structure et à sa bande élastique. Il a été pensé pour les **hémorragies importantes**, avec une mise en place simple et rapide, même pour un utilisateur non formé. Son format compact, sa légèreté et sa logique d'utilisation directe en font un outil pertinent dès qu'il faut réagir sans attendre l'arrivée des secours.

## COUSSIN HÉMOSTATIQUE D'URGENCE 10 CM X 10 CM X 3 CM Référence : 3026

### Coussin hémostatique d'urgence 10 cm x 10 cm x 3 cm : une pression constante sans garder la main dessus

Coussin hémostatique d'urgence 10 cm x 10 cm x 3 cm conçu pour **stopper les hémorragies sévères** en maintenant une compression continue sur la plaie.

- Compression constante
- Pour hémorragies sévères
- Alternative au garrot
- Compact et léger
- Maintien élastique intégré

#### Mode d'emploi

- Localiser précisément la plaie et identifier la source du saignement.
- Placer le côté avec le pansement directement sur la plaie.
- Appuyer fermement sur le coussin pour stopper le saignement.
- Utiliser la bande élastique pour maintenir solidement le coussin en place.
- Surveiller la victime en attendant l'arrivée des secours médicaux.

#### Précautions d'utilisation

- Ne pas utiliser sur les yeux.
- Ne pas réutiliser le coussin : il est à usage unique pour des raisons d'hygiène.
- Après utilisation, consulter un professionnel de santé pour un suivi approprié.
- Une formation aux gestes de premiers secours reste bénéfique, même si le produit est simple à utiliser.

### Un équipement hémostatique utile quand la compression doit être forte, stable et immédiate

Face à une hémorragie externe, la capacité à agir vite change tout. Ce **coussin hémostatique d'urgence** apporte justement une réponse simple et directe, avec une compression forte qui reste en place sans avoir à mobiliser en permanence la main de l'intervenant. Pour compléter votre équipement, vous pouvez retrouver d'autres références dans notre sélection de [pansements compressifs](#).

Son format compact, sa facilité de transport et sa logique de pose en font un produit cohérent dans une trousse d'urgence, un kit hémorragie ou un équipement de premiers secours plus avancé. Il répond bien aux besoins de ceux qui veulent une solution prête à agir sur des saignements sévères, sans matériel complexe. Ajoutez ce coussin hémostatique à votre équipement pour disposer d'un produit fiable au moment où la rapidité fait la différence.



## COUSSIN HÉMOSTATIQUE D'URGENCE 10 CM X 10 CM X 3 CM Référence : 3026

### À quoi sert un coussin hémostatique d'urgence ?

+

Il sert à exercer une pression constante sur une plaie afin d'aider à stopper une hémorragie sévère. Son intérêt est justement d'éviter de devoir maintenir une compression manuelle continue pendant toute la prise en charge.

### Pourquoi choisir un coussin hémostatique plutôt qu'une compression manuelle seule ?

+

Parce qu'il maintient la pression en place grâce à sa structure et à sa bande élastique. Cela permet une action plus stable tout en libérant l'intervenant d'une pression continue à la main.

### Le coussin hémostatique peut-il être réutilisé ?

+

Non, ce produit est à **usage unique**. Il ne doit pas être réutilisé pour des raisons d'hygiène.

### Peut-on utiliser ce coussin sur toutes les blessures ?

+

Non, il ne doit pas être utilisé sur les yeux. Il convient en revanche à différentes blessures comme les coupures ou les lacérations, dès lors que la compression de la plaie est nécessaire.