

PAIRE DE GANTS LATEX NON POUDRÉS TAILLE 8/9 L

Référence : 8008L-NP



Description :

- Gants en latex naturel non poudrés offrant une excellente dextérité pour les gestes précis.
- Très haute sensibilité au toucher pour un bon ressenti des surfaces et des instruments.
- Forme ambidextre permettant une utilisation indifférente main droite ou main gauche.
- Paire conditionnée en sachet individuel, pratique pour les trousse de secours et kits d'intervention.
- Convient à l'usage médical et à la manipulation de denrées alimentaires dans le respect des règles d'hygiène.

Caractéristiques techniques :

- **Matière** : latex naturel non poudré à haute sensibilité tactile.
- **Taille** : 8/9 - L (large), adaptée aux mains de gabarit moyen à large.
- **Type** : gants ambidextres, à usage unique, proposés par paire en sachet.
- **Domaines d'utilisation** : usage médical, soins, premiers secours, contact alimentaire.
- **Conditionnement** : paire de gants sous sachet individuel, idéale pour trousse de secours ou distribution unitaire.

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation en **avril 2030**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

Paire de gants latex non poudrés taille 8/9 L : protection et dextérité optimales

Paire de gants en latex naturel à haute sensibilité tactile, conçus pour offrir une excellente dextérité et une protection fiable, aussi bien pour l'usage médical que pour la manipulation de denrées alimentaires.

- **Latex naturel haute sensibilité**



PAIRE DE GANTS LATEX NON POWDRÉS TAILLE 8/9 L

Référence : 8008L-NP

- Sans poudre, confort cutané
- Forme ambidextre pratique
- Paire en sachet individuel
- Usage médical et alimentaire

Mode d'emploi :

- Ouvrir le sachet individuel juste avant utilisation afin de préserver la propreté des gants.
- Enfiler le premier gant en veillant à bien ajuster la manchette au niveau du poignet.
- Enfiler le second gant de la même façon, en vérifiant l'absence de déchirures ou de perforations.
- Utiliser les gants pour effectuer les soins, manipuler du matériel ou des denrées alimentaires selon vos protocoles.
- Retirer les gants en les retournant sur eux-mêmes sans toucher la surface extérieure, puis les jeter dans une poubelle adaptée.

Précautions d'utilisation :

- Produit en latex naturel : déconseillé aux personnes présentant une allergie connue au latex.
- Gants à usage unique : ne pas laver, désinfecter ni réutiliser après le premier emploi.
- Remplacer immédiatement les gants en cas de perforation, déchirure ou contamination visible.
- Conserver les gants dans leur emballage d'origine, à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.
- Respecter les protocoles d'hygiène en vigueur dans votre structure pour le port et l'élimination des gants.

Des gants latex non poudrés pour l'hygiène et la protection au quotidien

La **paire de gants latex non poudrés taille 8/9 L** est idéale pour les professionnels comme pour les structures qui souhaitent garantir une bonne hygiène lors des soins, des gestes de premiers secours ou de la préparation alimentaire. L'absence de poudre limite le risque de réactions cutanées, tandis que le latex naturel offre une excellente finesse de toucher, particulièrement appréciée pour les gestes précis ou délicats.

Conditionnés par paire en sachet individuel, ces **gants de protection** trouvent facilement leur place dans une trousse de secours, une mallette médicale, un chariot de soins ou un poste d'hygiène. Ils conviennent à l'usage médical comme à la manipulation de denrées alimentaires, et complètent efficacement votre équipement de **matériel de premiers secours** et de prévention des risques.