


TEST URINAIRE DES 5 DROGUES

Référence : 160035

TEST URINAIRE DES 5 DROGUES



Caractéristiques :

- Chaque **drogue** est **dépi**stée de façon indépendante,
- Ce test affichera donc **un résultat par drogue**,
- Ce test est un **outil qualitatif**, de type "NON / OUI", et délivrera donc un résultat "NEGATIF" ou "POSITIF" pour chacune des drogues.

Caractéristiques techniques :

- **Type de test** : urinaire
- **Fiabilité** : Excellente (≈99%)
- **Résultats** : 5 minutes
- **Période de détection** : 1 à 5 jours selon la substance
- **Seuil de détection** : multiple

Seuil de détection :

- Chaque substance est dépistée à un **seuil de détection spécifique**.
- Si l'échantillon d'urine analysé concentre un niveau de drogue supérieur au seuil indiqué, le test sera positif pour cette drogue, sinon, le test sera négatif.

Substances détectées

Concentration (ng/ml)

THC (cannabis, marijuana, haschisch...)	50
Cocaïne, Crack	300
Morphine, Héroïne, Opiacés...	300
Amphétamines	1 000
Ecstasy (MDMA)	500

TEST URINAIRE DES 5 DROGUES

Test urinaire de dépistage simultané de **5 drogues** : Amphétamines, Ecstasy, Cocaïne, Opiacés (Héroïne), Cannabis

- Test **multi-drogues**
- Résultats fiables **jusqu'à 99%**
- Résultats en **5 minutes**



TEST URINAIRE DES 5 DROGUES

Référence : 160035

Informations complémentaires :

Quand dépister ?

Les comportements à risques, lorsqu'ils existent, auront ainsi de meilleures chances d'être identifiés par un test de dépistage si celui-ci est pratiqué dans les heures qui suivent les occasions typiques de consommation (soirées, week-end entre amis, grands rassemblements, festivals etc.).

A quelle fréquence ?

La fréquence des tests doit être suffisamment importante pour maintenir un haut niveau de dissuasion, de façon à ce que les personnes qui seraient tentées de franchir la limite soient convaincues que le jeu n'en vaut pas la chandelle.

Lire les résultats :

