

LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

100 PANSEMENTS NON TISSÉS ECO 7.2CM X 1.9CM Référence : 1052



Description:

- Pansement prêt à poser pour petites blessures du quotidien.
- Support **non tissé multi-extensible** pour suivre les mouvements.
- Compresse centrale très absorbante, non adhérente à la plaie.
- Couche occlusive pour une protection propre.
- Emballage individuel prédécoupé : distribution rapide et hygiénique.

Caractéristiques techniques :

• **Référence** : 1052.

• **Dimensions** : 7,2 cm × 1,9 cm.

• Support : non tissé 100% viscose + film polyéthylène anti-

adhérent.

• Couleur : chair.

 Conditionnement : boîte de 100 unités emballées individuellement.

Pansements non tissés eco 7,2 \times 1,9 cm : confort, absorption et tenue au quotidien

100 pansements non tissés ECO 7,2 cm x 1,9 cm: format prêt à poser avec non tissé multi-extensible, compresse centrale très absorbante qui ne colle pas à la plaie et film anti-adhérent pour un retrait plus doux. Couleur chair discrète.

- Non tissé multi-extensible
- Compresse très absorbante
- Ne colle pas à la plaie
- Occlusif, protection propre
- Couleur chair discrète

Pansements prêts à poser : hygiène, confort et simplicité d'usage

Ces pansements non tissés ECO conjuguent confort (support multi-extensible), absorption (compresse centrale) et retrait doux (film anti-adhérent), pour couvrir rapidement les blessures légères au poste de soins comme en trousse. La couleur chair reste discrète au quotidien.

Mode d'emploi :

- Nettoyer et sécher la zone ; désinfecter si nécessaire.
- Retirer l'opercule ; positionner la compresse au centre de la lésion.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

100 PANSEMENTS NON TISSÉS ECO 7.2CM X 1.9CM Référence : 1052

- Lisser les bords pour une bonne adhérence du support non tissé.
- Remplacer dès qu'il est humide/sali ou selon protocole interne.
- Éliminer après usage conformément aux consignes locales.

Précautions d'utilisation :

- Usage externe ; ne pas appliquer sur plaie profonde.
- Surveiller toute irritation ; arrêter en cas de réaction cutanée.
- Conserver au sec et à l'abri de la chaleur.
- Vérifier l'intégrité de l'emballage individuel avant usage.
- Tenir hors de portée des enfants.