

COALGAN POUDRE 8G

Référence : 4014



Description :

- Poudre d'alginate de calcium bio-actif issue d'algues marines.
- **Action hémostatique** : favorise l'agrégation des plaquettes et accélère la coagulation.
- **Action cicatrisante** : stimule les cellules clés et les défenses contre les micro-organismes.
- Application directe sans contact, appréciée des enfants et gestes rapides.
- Indiquée pour **plaies superficielles** : cuir chevelu, coupures de rasoir, écorchures, égratignures, ampoules ouvertes, érythèmes fessiers.

Caractéristiques techniques :

- **Référence** : 4014.
- **Forme** : poudre stérile hémostatique/cicatrisante.
- **Actif** : alginate de calcium bio-actif.
- **Contenance** : tube 8 g.
- **Après ouverture** : utilisable pendant 6 mois.
- **Compatibilités** : **ne pas associer à solutions alcalines (hypochlorite), chlorhexidine, chlorure de benzalkonium, sels de cuivre.**
- **Conseil** : rincer au sérum physiologique 0,9 % si ces produits ont été appliqués auparavant.

Coalgan poudre 8 g : arrêt du saignement et aide à la cicatrisation

Poudre hémostatique et cicatrisante à base d'alginate de calcium bio-actif d'origine algale, en tube stérile, pour les coupures, écorchures, égratignures, plaies du cuir chevelu, ampoules ouvertes et érythèmes fessiers.

- **Favorise l'agrégation plaquettaire.**
- **Réduit le temps de coagulation.**
- **Stimulation des cellules de cicatrisation.**
- **Application sans toucher la plaie.**
- **Pratique pour zones étendues/difficiles d'accès.**

Hémostatique bio-actif pour trousse de secours et usage quotidien

Grâce à l'alginate de calcium, Coalgan agit comme un hémostatique local tout en soutenant la cicatrisation. Sa poudre stérile s'applique rapidement sans toucher la plaie, ce qui la rend adaptée aux postes de soins, trousse familiales et sportifs.



COALGAN POUDRE 8G

Référence : 4014

Conditionnée en tube 8 g ré-ouvrable, la poudre est simple à doser et pratique pour les zones étendues ou difficilement accessibles, afin de sécuriser le geste en première intention.

Mode d'emploi :

- Nettoyez la plaie à l'eau et au savon ou au sérum physiologique 0,9 %.
- Retirez le capuchon à ailettes et conservez-le pour refermer après usage.
- Saupoudrez directement la poudre sur la plaie ou dans la coupure.
- Laissez l'excédent tomber naturellement et recouvrez si besoin avec un adhésif adapté.
- N'essayez pas de retirer la poudre : elle partira avec le caillot lors de la cicatrisation.

Précautions d'utilisation :

- **N'associez pas avec hypochlorite, chlorhexidine, ammoniums quaternaires (benzalkonium) ou sels de cuivre.**
- Rincez au sérum physiologique si un de ces produits a été appliqué avant la poudre.
- Réservez à des plaies superficielles et surveillez l'évolution. Consultez en cas de saignement persistant.
- Refermez le tube après usage. Conservez au sec et hors de portée des enfants.
- Respectez la durée d'utilisation de 6 mois après ouverture.