

ELASTO URGO 2.5M X 3 CM

Référence : 6047



Description :

- Sparadrap **élastique** adhésif pour **maintenir des compresses** et sécuriser un pansement.
- Convient au **strapping léger** et au renfort de bandage sur zones mobiles.
- Support souple et résistant, agréable au port, épouse la morphologie.
- Format **3 cm** : idéal doigts/paume/poignet et finitions propres.
- Usage quotidien en **domicile, entreprise, école** et pratique sportive.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 2,5 m x 3 cm
- **Type** : sparadrap **adhésif élastique** (maintien & strapping léger)
- **Support** : textile souple/élasthanne (selon lot), **déchirable** à la main
- **Couleur** : chair/blanc selon lot
- **Application** : fixation de compresses, renfort de bandage, contention légère

Élasto urgo 2,5 m x 3 cm : sparadrap élastique, maintien précis et confortable

Elasto URGO 2,5 m x 3 cm : bande adhésive élastique format étroit pour **fixer solidement** vos compresses et réaliser un **strapping léger** sur les zones fines (doigts, main, poignet) avec une **pose rapide** et un **confort durable**.

- **Adhésif fiable, tenue longue durée**
- **Élastique** : suit les mouvements
- **Format étroit 3 cm, gestes précis**
- **Découpe facile à la main ou aux ciseaux**
- **Support souple, agréable sur la peau**

Sparadrap élastique étroit pour fixation de pansements et strapping léger

Compact et précis, **Elasto URGO 2,5 m x 3 cm** assure une **fixation fiable** des pansements tout en préservant la mobilité grâce à son **support élastique**. Son format étroit permet des poses nettes sur les zones fines, des finitions de bandage et des **strappings légers** en quelques secondes.

Indispensable en **trousse de premiers secours** et en environnement professionnel, il se découpe facilement et garantit une tenue propre au quotidien.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

ELASTO URGO 2.5M X 3 CM

Référence : 6047

Mode d'emploi :

- Assurer une **peau propre et sèche** (défatiguée de toute crème/huile).
- Appliquer la compresse, puis dérouler le sparadrap en **chevauchant** légèrement les tours.
- **Tendre modérément** pour accompagner les mouvements sans gêner la circulation.
- Découper/déchirer à la longueur souhaitée et lisser pour optimiser l'adhérence.
- Renouveler si le pansement est humide, souillé ou si la tenue diminue.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer sur **plaie ouverte** sans interface stérile.
- Sur peaux sensibles, réaliser un **test cutané** et surveiller toute irritation.
- Éviter une **tension excessive** (douleur, fourmillements = desserrer/retirer).
- Retirer délicatement en **accompagnant la peau** pour limiter les irritations.
- Usage externe uniquement ; tenir hors de portée des enfants.

Besoin de bandes **Urgo élasto** plus grandes ou plus petites ?

- Tamô élasto [2,5m x 6cm - Réf: 6048](#)
- Tamô élasto [2,5m x 8cm - Réf: 6049](#)
- Tamô élasto [2,5m x 10cm - Réf: 6050](#)

Besoin d'autres type de bandes ? Rendez-vous sur notre rubrique dédiée aux [Bandages élasto urgo](#).

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502