

LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

ÉLASTO URGO 2.5M X 6CM

Référence : 6048



Description:

- Sparadrap élastique adhésif pour fixer des compresses et sécuriser un pansement volumineux.
- Convient au strapping et au renfort de bandage sur zones sollicitées (cheville, genou, poignet).
- Support souple et résistant, confortable au port, épouse la morphologie.
- Largeur 6 cm : moins de tours nécessaires, meilleure stabilité du pansement.
- Usage quotidien en domicile, entreprise, école et pratique sportive.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions**: 2,5 m × 6 cm
- Type : sparadrap adhésif élastique (maintien & strapping)
- Support : textile souple/élasthanne (selon lot), déchirable à la main
- Couleur : chair/blanc selon lot
- Applications: fixation de compresses, renfort de bandages, contention de soutien

Élasto urgo 2,5 m x 6 cm : sparadrap élastique large, maintien sûr et confortable

Élasto URGO 2,5 m × 6 cm : bande adhésive élastique de largeur 6 cm pour fixer solidement vos compresses et réaliser un strapping de soutien sur zones mobiles (poignet, cheville, genou) avec une pose rapide et un confort durable.

- Adhérence fiable, tenue longue durée
- Élastique : suit les mouvements
- Largeur 6 cm : couverture accrue
- Découpe facile à la main/aux ciseaux
- Support souple, agréable sur la peau

Sparadrap élastique large pour fixation de pansements et strapping de soutien

La largeur de 6 cm de l'Élasto URGO 2,5 m permet une couverture rapide et un maintien plus stable des compresses sur des zones étendues. Son support élastique suit les mouvements, limitant le risque de décollement et améliorant le confort.

Indispensable en trousse de premiers secours comme en environnement professionnel, il se déchire à la main (ou se



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

ÉLASTO URGO 2.5M X 6CM Référence : 6048

découpe aux ciseaux) pour une pose nette et efficace en quelques secondes.

Mode d'emploi :

- Assurer une **peau propre et sèche** (sans crème/huile).
- Appliquer la compresse ; dérouler le sparadrap en **chevauchant** légèrement les tours.
- Tendre modérément pour accompagner les mouvements sans gêner la circulation.
- Découper/déchirer à la longueur souhaitée et lisser pour optimiser l'adhérence.
- Renouveler si le pansement est humide, souillé ou si la tenue diminue.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer sur une **plaie ouverte** sans interface stérile.
- Sur peaux sensibles, réaliser un **test cutané** et surveiller toute irritation.
- Éviter une **tension excessive** (douleur, fourmillements = desserrer/retirer).
- Retirer délicatement en accompagnant la peau pour limiter les irritations.
- Usage externe ; tenir hors de portée des enfants.

Besoin de bandes Urgo élasto plus grandes ou plus petites?

- Tamô élasto 2,5m x 3cm Réf: 6047
- Tamô élasto <u>2,5m x 8cm Réf: 6049</u>
- Tamô élasto 2,5m x 10cm Réf: 6050

Besoin d'autres type de bandes ? Rendez-vous sur notre rubrique dédiée au bande élasto urgo