

## ÉLASTO URGO 2.5M X 10CM

Référence : 6050



### Description :

- Sparadrap **élastique** adhésif pour **fixation de compresses** et sécurisation de pansements volumineux.
- Idéal pour **strapping de soutien** et renfort de bandage sur zones sollicitées (genou, cuisse, épaule, tronc).
- Support souple et résistant, **confortable au port**, qui épouse la morphologie.
- Largeur **10 cm** : moins de tours nécessaires, **stabilité accrue** du pansement.
- Usage quotidien en **domicile, entreprise, école** et pratique sportive.

### Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 2,5 m x 10 cm
- **Type** : sparadrap **adhésif élastique** (maintien & strapping)
- **Support** : textile souple/élasthanne (selon lot), **déchirable** à la main
- **Couleur** : chair/blanc selon lot
- **Applications** : fixation de compresses, renfort de bandages, contention de soutien

## Élasto urgo 2,5 m x 10 cm : sparadrap élastique extra-large, fixation stable et confortable

**Élasto URGO 2,5 m x 10 cm** : bande adhésive **élastique** grand format pour **fixer solidement** les compresses et réaliser un **strapping de soutien** sur zones très étendues (genou, cuisse, épaule, tronc) avec **pose rapide** et **confort durable**.

- **Adhérence fiable, tenue longue durée**
- **Élastique : suit les mouvements**
- **Largeur 10 cm : couverture maximale**
- **Découpe à la main/aux ciseaux, pose rapide**
- **Support souple, agréable sur la peau**

### Sparadrap élastique extra-large pour zones étendues

Avec sa largeur de **10 cm**, l'**Élasto URGO 2,5 m** assure une **couverture rapide** et une **tenue stable** des compresses sur des zones larges. Le support **élastique** suit les mouvements pour limiter le décollement et préserver le confort au quotidien.

Indispensable en **trousse de premiers secours** et postes de soins, il se **déchire à la main** (ou se découpe aux ciseaux) pour des poses nettes et efficaces en quelques secondes.



## ÉLASTO URGO 2.5M X 10CM Référence : 6050

### Mode d'emploi :

- Assurer une **peau propre et sèche** (sans crème/huile).
- Appliquer la compresse ; dérouler le sparadrap en **chevauchant** légèrement les tours.
- **Tendre modérément** pour accompagner les mouvements sans gêner la circulation.
- Découper/déchirer à la longueur voulue et lisser pour optimiser l'adhérence.
- Renouveler si le pansement est humide, souillé ou si la tenue diminue.

### Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer sur une **plaie ouverte** sans interface stérile.
- Sur peaux sensibles, réaliser un **test cutané** et surveiller toute irritation.
- Éviter une **tension excessive** (douleur, fourmillements = desserrer/retirer).
- Retirer délicatement en **accompagnant la peau** pour limiter les irritations.
- Usage externe ; tenir hors de portée des enfants.

Besoin de bandes **Urgo élasto** plus grandes ou plus petites ?

- Tamô élasto [2,5m x 3cm - Réf: 6047](#)
- Tamô élasto [2,5m x 6cm - Réf: 6048](#)
- Tamô élasto [2,5m x 8cm - Réf: 6049](#)

Besoin d'autres type de bandes ? Rendez-vous sur notre rubrique dédiée au [bandage élasto urgo](#).