

MASQUE À OXYGÈNE JETABLE ENFANT MOYENNE CONCENTRATION

Référence : 220330



Description :

- Masque destiné à l'**oxygénothérapie** en version **enfant**, à **moyenne concentration**.
- Conçu pour des usages de **réanimation**, **anesthésie** et **ventilation**.
- Livré prêt à l'emploi avec **tuyau d'oxygène** et **élastique**.
- Conditionnement en **sachet individuel soudé** pour un stockage plus propre et une distribution simple.
- Format pratique pour équiper une trousse/valise d'intervention ou un poste d'urgence.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : Masque à oxygène jetable **enfant** (moyenne concentration)
- **Usage** : Réanimation, anesthésie, ventilation
- **Accessoires** : Tuyau d'oxygène + élastique
- **Longueur du tuyau** : **1,8 m**
- **Référence** : **220330**

Composition

- **Polypropylène**
- **Polyéthylène**
- **Chlorure de polyvinyle**

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **25 mars 2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !



MASQUE À OXYGÈNE JETABLE ENFANT MOYENNE CONCENTRATION

Référence : 220330

Masque à oxygène jetable enfant : Oxygénothérapie simple avec tuyau 1,8 m et élastique

Masque à oxygène jetable enfant à moyenne concentration, prévu pour la **réanimation**, l'**anesthésie** et la **ventilation**. Livré en **sachet individuel soudé** avec **tuyau d'oxygène 1,8 m** et **élastique**, pour une mise en place rapide en situation d'urgence.

- **Usage unique**
- **Tuyau d'oxygène 1,8 m inclus**
- **Élastique de maintien**
- **Sachet individuel soudé**
- **Marquage CE 0434**

Mode d'emploi :

- Sortir le masque de son **sachet individuel soudé**.
- Raccorder le **tuyau d'oxygène** (longueur **1,8 m**) à la source d'oxygène.
- Positionner le masque sur le visage et ajuster l'**élastique** pour le maintien.
- Utiliser dans le cadre prévu : **réanimation**, **anesthésie** ou **ventilation**.

Précautions d'utilisation :

- **Usage unique** : ne pas réutiliser.
- Conserver le masque dans son **sachet individuel soudé** jusqu'à utilisation.
- Vérifier la présence du **tuyau d'oxygène** et de l'**élastique** avant mise en place.
- Produit avec **marquage CE 0434**.

Un masque à oxygène enfant prêt à l'emploi pour l'assistance respiratoire en urgence

En situation d'intervention, disposer d'un **masque à oxygène jetable enfant à moyenne concentration** permet de gagner du temps : **sachet individuel soudé**, **élastique** de maintien et **tuyau d'oxygène 1,8 m** inclus. Ce format est particulièrement adapté aux besoins d'**oxygénothérapie** lorsque l'on doit équiper rapidement un poste d'urgence ou une trousse d'intervention. Retrouvez aussi nos solutions d'[oxygénothérapie](#) et l'ensemble du [matériel spécialisé](#).