

## ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS MANUEL PISTOLET DMT-VAC

Référence : 22043

### Description :



- Avec une puissance d'aspiration de **450 mmHg**, l'aspirateur DMT VAC assure un dégagement rapide et efficace des voies respiratoires.
- Livré avec **deux sondes (adulte et enfant)**, il s'adapte à différentes situations et morphologies.
- Le système d'air unidirectionnel et la protection anti-débordement garantissent une utilisation **hygiénique** et **sécurisée**.
- Une simple pression sur la gâchette suffit pour créer une aspiration, grâce à son système double effet.
- Son format **compact et léger** en forme de pistolet le rend idéal pour une utilisation en **déplacement** ou dans des situations d'urgence.

### Caractéristiques techniques :

- **Conditionnement** : Unitaire
- **Puissance d'aspiration** : 450 mmHg
- **Débit d'aspiration** : 29 L/minute
- **Dépression** : 60kPa
- **Pression** : 0,6bar
- **Volume d'aspiration** : 25 à 28 ml par pompage
- **Contenance du bocal** : 300 ml
- **Dimensions** : 18 x 16,9 x 7,4 cm
- **Poids** : 270 g

## Aspirateur de mucosites manuel DMT VAC

L'aspirateur de mucosites manuel DMT VAC est votre solution portable et fiable pour dégager les voies respiratoires **en cas d'obstruction par des mucosités**. Compact, léger et facile à utiliser, il vous permet d'intervenir rapidement et efficacement.

- **Aspiration puissante**
- **Conception portable**
- **Utilisation simple**
- **Sécurité et hygiène**
- **Polyvalence**

### Mode d'emploi :

- **L'aspirateur de mucosités** manuel DMT VAC est un dispositif de succion portable de secours de type pistolet.
- Il permet d'obtenir un vide de **500 mmHg**.

## ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS MANUEL PISTOLET DMT-VAC Référence : 22043

- Compact et léger, il est conçu pour une utilisation simple et rapide.
- Il suffit d'appuyer sur la gâchette pour créer une aspiration grâce à son système double effet.
- Il est doté d'un bocal d'une **contenance de 300 ml**, gradué tous les 100 ml, et d'un système d'air unidirectionnel.

### Précautions d'utilisation :

- Le bocal est à usage unique.
- L'aspirateur est conçu pour une utilisation manuelle.
- Il est important de respecter les températures d'utilisation et de stockage indiquées.
- Le nettoyage doit être effectué à l'eau savonneuse chaude et avec un détergent moyen.
- Il est impératif de sécher l'appareil avant de le ranger.

## Aspiration des mucosités : un dispositif médical essentiel pour les premiers secours

L'aspirateur manuel de mucosités est un **dispositif médical** indispensable.

Que ce soit pour les professionnels de santé, les secouristes ou les particuliers, il permet d'intervenir rapidement en cas d'**obstruction des voies respiratoires**.

Son utilisation est essentielle pour les personnes souffrant de troubles respiratoires, les nourrissons, les personnes âgées ou toute personne susceptible de s'étouffer avec des mucosités.

Retrouvez également l'ensemble de nos **matériel d'oxygénothérapie**.