

## LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

## 50 BANDELETTES RÉACTIVES ACCU CHEK GUIDE Référence : 14034-21



ATTENTION : bandelettes pour nouveau modèle lecteur 2021. Les bandelettes du modèle précédent ne sont pas compatibles

Absorption instantanée de 0,6µl de sang

Dépôt en dehors du lecteur

Bandelette sans contrainte, que l'on peut toucher et manipuler sans précaution particulière

Validée pour l'usage du sang capillaire, veineux et l'utilisation en néonatalogie avec des plages d'hématocrite comprises entre 10 et 65%

Utilisable dans une plage d'humidité comprise entre 10 et 90%

La plage de température de la bandelette est de 14° et 40° (résultats fiables dans cet intervalle) et conservation des bandelettes entre 2° et 30°

De plus, cette nouvelle technologie développée pour la bandelette intelligente est évolutive. En effet, nous avons déjà fait évoluer en moins d'un an notre bandelette en la rendant insensible au maltose. Cette caractéristique concerne les patients sous dialyse péritonéale pratiquée avec des solutions contenant de l'icodextrine (Extraneal®, Icodial par exemple). Le symbole vert figurant sur le dessus de la boîte de bandelettes réactives et sur l'étiquette du tube de bandelettes réactives indique l'absence d'interférence avec le maltose pour cette version de bandelettes réactives.