

LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

BATTERIE MINDRAY BENEHEART C1 ET C2

Référence: 29661



Description:

- Batterie officielle pour défibrillateurs BeneHeart C1 et BeneHeart C2 Mindray.
- Conçue pour assurer la disponibilité du DAE sur la durée (jusqu'à 5 ans).
- Remplacement direct et rapide lors des opérations de maintenance.
- Adaptée aux plans de réassort préventif et à la gestion multi-sites.
- Référence produit unique pour suivi/traçabilité : 29661.

Caractéristiques techniques :

- Compatibilité : DAE Mindray BeneHeart C1 et C2.
- Durée de vie annoncée : 5 ans.
- Référence : 29661.
- Conditionnement : unité prête à l'installation.
- Positionnement : maintenance préventive, réassort DAE.

Batterie mindray beneheart c1 et c2 : autonomie longue durée pour votre dae

Batterie mindray beneheart c1 et c2: pack d'alimentation dédié pour DAE BeneHeart C1 et C2, pensé pour une disponibilité fiable et un remplacement simple (réf. 29661, durée de vie annoncée 5 ans).

- Compatibilité C1 & C2 confirmée
- Durée de vie annoncée 5 ans
- Mise en place intuitive
- Fiabilité en veille
- Traçabilité par référence 29661

Mode d'emploi :

- Éteindre l'appareil si nécessaire et retirer la batterie en place.
- Insérer la **batterie 29661** jusqu'à l'enclenchement (suivre la notice du DAE).
- Lancer l'auto-test du DAE et vérifier l'indicateur d'état.
- Consigner la date d'installation dans votre registre de maintenance.
- Prévoir une batterie de secours pour continuité de service.

Précautions d'utilisation :

• Utiliser exclusivement sur les DAE BeneHeart C1/C2 Mindray.

Email: contact@tamo.fr Site: https://www.tamo.fr/
SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: FR 67.401.136.502



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

BATTERIE MINDRAY BENEHEART C1 ET C2 Référence : 29661

- Stocker au sec, à l'abri des chocs et des températures extrêmes.
- Ne pas ouvrir, percer ni exposer à une flamme.
- Évacuer la batterie usagée via la filière adaptée.
- Respecter les contrôles périodiques selon votre protocole interne.

Maintenance dae : réassort simple, disponibilité maîtrisée

Indispensable à la continuité d'usage, la **batterie Mindray BeneHeart C1 et C2** (réf. 29661) s'intègre naturellement à vos **plans de maintenance préventive**. Sa **durée de vie de 5 ans** facilite la planification des remplacements et la gestion de stock multi-sites.

Standardisez vos dotations et sécurisez la disponibilité de vos <u>défibrillateurs</u> sur le long terme.