

BATTERIE MINDRAY BENEHEART C1 ET C2

Référence : 29661



Description :

- Batterie officielle pour défibrillateurs *BeneHeart C1* et *BeneHeart C2* Mindray.
- Conçue pour assurer la disponibilité du DAE sur la durée (jusqu'à 5 ans).
- Remplacement direct et rapide lors des opérations de maintenance.
- Adaptée aux plans de réassort préventif et à la gestion multi-sites.
- Référence produit unique pour suivi/traçabilité : **29661**.

Caractéristiques techniques :

- **Compatibilité** : DAE Mindray BeneHeart **C1** et **C2**.
- **Durée de vie annoncée** : **5 ans**.
- **Référence** : **29661**.
- **Conditionnement** : unité prête à l'installation.
- **Positionnement** : maintenance préventive, réassort DAE.

Batterie mindray beneheart c1 et c2 : autonomie longue durée pour votre dae

Batterie mindray beneheart c1 et c2 : pack d'alimentation dédié pour DAE BeneHeart C1 et C2, pensé pour une disponibilité fiable et un remplacement simple (réf. 29661, durée de vie annoncée 5 ans).

- **Compatibilité C1 & C2 confirmée**
- **Durée de vie annoncée 5 ans**
- **Mise en place intuitive**
- **Fiabilité en veille**
- **Traçabilité par référence 29661**

Mode d'emploi :

- Éteindre l'appareil si nécessaire et retirer la batterie en place.
- Insérer la **batterie 29661** jusqu'à l'enclenchement (suivre la notice du DAE).
- Lancer l'auto-test du DAE et vérifier l'indicateur d'état.
- Consigner la date d'installation dans votre registre de maintenance.
- Prévoir une batterie de secours pour continuité de service.

Précautions d'utilisation :

- Utiliser exclusivement sur les DAE BeneHeart C1/C2 Mindray.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

BATTERIE MINDRAY BENEHEART C1 ET C2

Référence : 29661

- Stocker au sec, à l'abri des chocs et des températures extrêmes.
- Ne pas ouvrir, percer ni exposer à une flamme.
- Évacuer la batterie usagée via la filière adaptée.
- Respecter les contrôles périodiques selon votre protocole interne.

Maintenance dae : réassort simple, disponibilité maîtrisée

Indispensable à la continuité d'usage, la **batterie Mindray BeneHeart C1 et C2** (réf. 29661) s'intègre naturellement à vos **plans de maintenance préventive**. Sa **durée de vie de 5 ans** facilite la planification des remplacements et la gestion de stock multi-sites.

Standardisez vos dotations et sécurisez la disponibilité de vos [défibrillateurs](#) sur le long terme.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502