

SACHET DE 20 BANDES DE GAZE ET CRÊPE ASSORTIES

Référence : 11019



Description :

- Assortiment de **bandes de gaze** (maintien respirant) et de **bandes de crêpe** (contention légère).
- Couvre la majorité des **gestes de bandage** : fixation de compresses, protection, maintien de pansement.
- Tailles variées pour doigts, main, poignet, avant-bras, cheville et genou.
- Solution **clé en main** pour **réassort** rapide des troussees et malles de secours.
- Conditionnement pratique, rangement facile dans les armoires à pharmacie.

Caractéristiques techniques :

- **Contenu** : 20 bandes au total (mix gaze & crêpe)
- **Longueurs** : bandes en rouleaux (4 m à 5 m selon type)
- **Largeurs assorties** : ex. 4/6/8/10 cm pour s'adapter aux zones
- **Fonctions** : gaze = maintien respirant ; crêpe = contention légère et soutien
- **Utilisation** : soins courants, premiers secours, sport & milieu pro

Sachet de 20 bandes de gaze et crêpe assorties : réassort prêt à l'emploi pour tous vos bandages

Sachet de 20 bandes assorties (gaze & crêpe) : un pack polyvalent couvrant les **besoins courants de maintien** et de **contention légère**, idéal pour réapprovisionner rapidement vos troussees et postes de soins.

- **20 unités prêtes à l'usage**
- **Gaze & crêpe : maintien + compression**
- **Tailles variées, zones multiples**
- **Format économique de réassort**
- **Compatible troussees & malles**

Pack polyvalent pour maintien de pansements et contention légère

Conçu pour les **troussees de premiers secours**, infirmeries et environnements professionnels, le **sachet de 20 bandes de gaze et crêpe assorties** offre un **mix de tailles** et de **textiles** couvrant la majorité des besoins de bandage : tenir une compresse, protéger la zone traitée, réaliser une **contention modérée** ou un **soutien** sur les zones mobiles.

L'association *gaze respirante + crêpe élastique* assure un **équilibre maintien/confort** avec une mise en place rapide au



SACHET DE 20 BANDES DE GAZE ET CRÊPE ASSORTIES

Référence : 11019

quotidien. Idéal pour standardiser vos postes et **maîtriser les coûts de réassort.**

Mode d'emploi :

- Choisir la **largeur** adaptée à la zone (doigt, poignet, cheville, genou...).
- Pour la **fixation** d'une compresse : préférer la *gaze* (respirante, légère).
- Pour une **contention légère** ou un **soutien** : utiliser la *crêpe* (élasticité de maintien).
- Commencer par 1 tour **sans tension**, puis **chevaucher** chaque tour d'1/2 à 2/3 de la largeur.
- Ajuster la **traction** selon l'effet recherché ; fixer l'extrémité (agrafe/adhésif si besoin).

Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer directement sur une **plaie ouverte** sans interface stérile.
- Éviter une **compression excessive** (douleur, fourmillements, refroidissement = desserrer/retirer).
- Surveiller régulièrement la zone bandée (coloration, chaleur, sensibilité).
- Changer la bande si elle est **humide, souillée** ou distendue.
- Usage externe uniquement ; tenir hors de portée des enfants.