

## DOUCHE OCULAIRE 250ML

Référence : 9011

### DOUCHE OCULAIRE 250ML



#### Caractéristiques :

Le Flacon de sérum physiologique stérile permet un rinçage oculaire immédiat et abondant lors de projection de particules solides, poussières, sciures...

Il est fourni avec une œillère ergonomique et sont très simple d'utilisation

Solution de lavage oculaire d'urgence.  
Solution stérile de chlorure de sodium 0,9%

Conditionnement :  
Flacon de 250ml

Dimension flacon:  
Hauteur 25cm  
Diamètre 4.5cm

#### Mode d'emploi :

Pour l'utilisation, saisir l'œillère et la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'ôter la protection. Placer la capsule fermement contre l'orbite et exercer une légère pression sur le flacon pour vaporiser l'œil.

### DOUCHE OCULAIRE 250ML

La **douche oculaire 250ml** est la **solution de rinçage des yeux** la plus utile en cas de projection. Une douche oculaire peut sauver les yeux et ne doit pas être négligée.

- Solution de lavage oculaire d'urgence.
- Solution stérile de chlorure de sodium 0,9%
- Flacon de 250ml