

DOUCHE OCULAIRE 500ML Référence : 9012

DOUCHE OCULAIRE 500ml



Caractéristiques :

- Le Flacon de sérum physiologique stérile permet un rinçage oculaire immédiat et abondant lors de projection de particules solides, poussières, sciures...
- Il est fourni avec une œillère ergonomique et sont très simple d'utilisation
- Solution de lavage oculaire d'urgence.
- Solution stérile de chlorure de sodium 0,9%

Conditionnement :
Flacon de 500ml

Mode d'emploi :

Pour l'utilisation, saisir l'œillère et la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'ôter la protection. Placer la capsule fermement contre l'orbite et exercer une légère pression sur le flacon pour vaporiser l'œil.

Réf 9012PF : Porte-flacons mural vide pour 2 flacons de 500ml, livré avec vis et chevilles.

DOUCHE OCULAIRE 500ml

Solution de lavage oculaire d'urgence.
Solution stérile de chlorure de sodium 0,9%
Flacon de 500ml