

50 BANDELETTES POUR LECTEUR GLYCEMIE SPENGLER TJ 100

Référence : 14121



50 BANDELETTES POUR LECTEUR GLYCEMIE SPENGLER TJ100

Bandelettes pour glucomètre **référence 14120**

Les bandelettes de test sont utilisées pour l'analyse quantitative du taux de glycémie (sucre) dans le sang total dont le prélèvement est réalisé à la pointe du doigt, dans la paume ou l'avant-bras

Les bandelettes de test sont conçues pour une analyse hors du corps (diagnostic in vitro). Le système de contrôle de la glycémie, le glucomètre est destiné à être utilisé chez soi et sur le lieu de travail pour surveiller les taux de glucose dans le sang.

Chaque bandelette de test présente une zone de test contenant des réactifs chimiques.

Lorsque du sang est appliqué sur cette zone, une réaction chimique se produit, puis un courant électrique transitoire se forme.

La concentration de glucose dans le sang est calculée à partir du courant électrique détecté par l'appareil, puis le résultat est affiché

Le test mesure le glucose entre 20mg/dl (1,1mmol/l) et 600mg/dl (33,3mmol/l). La bandelette de test est étalonnée pour afficher l'équivalent plasma et permettre une comparaison aisée des résultats avec les méthodes de laboratoire.

Pensez à jeter tous vos éléments de soins (bandelettes, Coton et Ouate) dans les Cartons récupérateurs pour déchets infectieux.

50 BANDELETTES POUR LECTEUR GLYCEMIE SPENGLER TJ100

Bandelettes pour glucomètre **référence 14120**

- Flacon de 50 bandelettes
- Bandelettes à utiliser en complément du Kit complet.
- Pour diagnostic in vitro uniquement
- Test de la glycémie sur sang capillaire
- A utiliser dans les 3 mois après ouverture (à conserver entre 4°C et 30°C)