

25 AIGUILLES 6/10 BLEU FONCÉ INTRAVEINEUSE

Référence : 16003-25

Description :



- Aiguilles hypodermiques conçues pour des **procédures d'injection**, dont l'**intraveineuse**, selon vos protocoles.
- Modèle **stérile** et à **usage unique** pour une gestion simple des consommables.
- Format **23G** et longueur **25 mm** pour des gestes précis et reproductibles.
- Repérage rapide grâce à la **couleur bleu foncé**, utile en organisation de poste.
- Conditionnement en **sachet de 25** pour anticiper les besoins et limiter les ruptures.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : Aiguilles hypodermiques
- **Stérilité** : Stériles
- **Usage** : Usage unique
- **Taille** : 25 6/10
- **Gauge / Longueur** : 23G / 25 mm
- **Conditionnement** : sachet de 25

Propriété

- **Aiguilles stériles**
- **À usage unique**
- Adaptées aux **procédures d'injection** (dont **intraveineuse**)
- **23G** avec longueur **25 mm**
- **Pour adultes**

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 décembre 2026**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

25 AIGUILLES 6/10 BLEU FONCÉ INTRAVEINEUSE Référence : 16003-25

Aiguilles intraveineuses 25 6/10 bleu foncé x100 : 23G 25 mm pour injections précises

Des **aiguilles hypodermiques stériles à usage unique**, adaptées aux **procédures d'injection** (dont **intraveineuse**) avec un format **23G** et **25 mm**, pratique pour sécuriser votre **réassort**.

- **Stériles à usage unique**
- **23G longueur 25 mm**
- **Pour gestes intraveineux**
- **Repérage couleur bleu foncé**
- **Sachet économique x25**

Mode d'emploi :

- Sélectionner l'**aiguille intraveineuse 25 6/10** adaptée au geste prévu.
- Utiliser pour des **procédures d'injection** (dont **intraveineuse**), selon vos pratiques.
- Prévoir le **sachet x100** pour assurer la continuité des soins et du réassort.
- Identifier rapidement la référence grâce à la **couleur bleu foncé**.

Précautions d'utilisation :

- Produit **à usage unique** : ne pas réutiliser.
- Utiliser uniquement si l'état du produit et du conditionnement est conforme à vos exigences.
- Respecter vos procédures internes pour la manipulation et l'élimination des objets piquants.
- Réservé à un usage **pour adultes** selon l'information produit.

Des aiguilles intraveineuses fiables pour organiser vos consommables d'injection

Les **aiguilles intraveineuses 25 6/10 bleu foncé** sont une solution simple pour les structures qui souhaitent standardiser leurs consommables d'**injection**. Le format **23G en 25 mm**, associé à une aiguille **stérile** et **à usage unique**, facilite la préparation et l'exécution des gestes, tout en gardant une logistique claire. Pour compléter votre réassort, explorez notre sélection d'**aiguilles à usage unique** ainsi que l'**instrumentation** utile au quotidien.

Le conditionnement en **sachet de 100** aide à sécuriser le stock et à limiter les ruptures, avec un repérage rapide grâce à la **couleur bleu foncé**.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502