

KIT CASSETTE HCG GROSSESSE

Référence : 30102

Description :



- Test **immunochromatographique** rapide et **qualitatif** pour la détection de l'**hCG**.
- Contribue au **diagnostic précoce** de la grossesse.
- Compatible avec des échantillons **urinaires ou sériques**.
- Utilisable dans un cadre de **diagnostic in vitro**.
- Destiné à un **usage professionnel uniquement**.

Caractéristiques techniques :

- **Type de test** : Test **immunochromatographique** rapide (qualitatif)
- **Cible** : Hormone chorionique gonadotrope humaine (**hCG**)
- **Échantillons** : Urinaire ou sérique
- **Sensibilité** : 10 mUI/ml
- **Référence** : 30102

Propriété

- Test **qualitatif** pour la détection de l'**hCG**
- Technologie **immunochromatographique** rapide
- Utilisable sur échantillons **urinaires ou sériques**
- **Sensibilité 10 mUI/ml**
- Dispositif de **diagnostic in vitro à usage professionnel**

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **28 mars 2026**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

KIT CASSETTE HCG GROSSESSE

Référence : 30102

Cassette HCG grossesse : Test immunochromatographique rapide pour le diagnostic précoce

Un test **immunochromatographique** rapide, **qualitatif**, conçu pour détecter la présence de l'**hormone HCG** dans des échantillons **urinaires ou sériques**, avec une **sensibilité de 10 mUI/ml** pour contribuer au **diagnostic précoce** de la grossesse.

- **Test rapide qualitatif**
- **Détection de l'hormone HCG**
- **Urine ou sérum**
- **Sensibilité 10 mUI/ml**
- **Diagnostic in vitro professionnel**

Mode d'emploi :

- Réaliser le test sur un échantillon **urinaire ou sérique**.
- Utiliser la **cassette hCG** pour détecter la présence de l'**hormone hCG** de façon **qualitative**.
- Interpréter le résultat dans le cadre du **diagnostic précoce** de la grossesse, selon vos pratiques professionnelles.

Précautions d'utilisation :

- Produit réservé au **diagnostic in vitro**.
- **Usage professionnel uniquement**.

Un test hCG simple pour le dépistage de la grossesse en environnement professionnel

La **cassette hCG grossesse** répond au besoin de **dépistage** rapide en contexte professionnel, en recherchant l'**hormone hCG** dans des échantillons **urinaires ou sériques**. Grâce à sa **sensibilité 10 mUI/ml**, elle contribue au **diagnostic précoce** et s'intègre facilement dans un parcours de contrôle et d'orientation. Pour compléter vos besoins de dépistage, retrouvez aussi nos **tests de dépistage** ainsi que nos solutions dédiées à la **matériel de gynécologique**.