

1 CARTON DE 12 BOÎTES (50 SACHETS) DE 5 COMPRESSES TI

Référence : 3054-12

Description :



- Compresse de gaze hydrophile stériles, conçues pour le **nettoyage** et le **recouvrement des plaies**.
- Format 7,5 x 7,5 cm pratique quand vous cherchez une compresse plus couvrante.
- Conditionnement en **sachets pelables** de 5 compresses, pour une utilisation organisée.
- Boîte distributrice avec **ouverture horizontale** et témoin de remplissage, utile en poste de soins.
- Carton complet adapté aux usages fréquents et à la gestion de stock.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 7,5 x 7,5 cm
- **Qualité** : 17 fils
- **Nombre de plis** : 8
- **Conditionnement unitaire** : Sachet de 5 compresses
- **Logistique** : 50 sachets/boîte ; 12 boîtes/carton

Composition

- 100% coton
- Sans latex
- Sans produits d'origine animale
- Sans phtalates
- Pliage chirurgical à bords rentrés

Compresse tissée stérile 7,5x7,5 : Sachets de 5 pour un réassort intensif (carton de 12 boîtes)

Un conditionnement pensé pour le rythme soutenu : **5 compresses par sachet, 50 sachets par boîte, et 12 boîtes par carton** pour sécuriser un stock important tout en gardant une distribution simple.

- **Carton économique (12 boîtes)**
- **Sachets de 5, usage fluide**
- **50 sachets par boîte**
- **Format 7,5 x 7,5 cm couvrant**



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

1 CARTON DE 12 BOÎTES (50 SACHETS) DE 5 COMPRESSES TI Référence : 3054-12

- **Qualité 17 fils**

Mode d'emploi :

- Ouvrir le sachet pelable au moment du soin.
- Compter les compresses présentes dans le sachet avant utilisation.
- Utiliser pour nettoyer ou recouvrir la plaie selon votre protocole.
- Utiliser la quantité nécessaire (jusqu'à 5 compresses) puis éliminer après usage.

Précautions d'utilisation :

- Dispositif à usage unique : ne pas réutiliser.
- Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation.
- La stérilité est garantie tant que le sachet est intact.
- Ne déplier qu'une fois (compresses 8 épaisseurs), sinon risque de fils libres.
- Conserver au sec et à l'abri du soleil.

Un carton de compresses stériles 7,5x7,5 pensé pour les usages fréquents

Ce carton de **compresses tissées stériles 7,5x7,5** répond aux besoins de réassort intensif : le format couvrant facilite les soins du quotidien, et les **sachets de 5** permettent une distribution rapide sans multiplier les ouvertures. Avec **12 boîtes de 50 sachets**, vous sécurisez votre stock tout en gardant une organisation simple sur le terrain.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502