

## SACOCHE BANANE DE SECOURS : CHOISISSEZ VOTRE CONFIGURATION

Référence : 10051



### Description

La sacoche banane de secours répond à un besoin de premiers soins rapide et mobile pour de petits effectifs. Son format porté à la taille ou facilement transportable permet de garder le nécessaire à portée de main, avec une logique d'accès direct au contenu lorsque la réactivité compte.

Les trois options disponibles reposent sur la même cible d'équipement pour **1 à 5 personnes**, mais elles ne répondent pas au même besoin d'achat. La version pleine convient lorsqu'il faut une solution directement opérationnelle. La version vide s'adresse davantage aux utilisateurs qui souhaitent sélectionner eux-mêmes leurs produits. La composition seule répond plutôt à un besoin de recharge ou de remise à niveau d'une sacoche déjà disponible.

Les références pleines et vides partagent un même esprit de portage compact et d'usage terrain, avec un contenant noir souple pensé pour les premiers secours. Cette cohérence permet de choisir plus facilement entre une logique de remplacement du contenant, de renouvellement du contenu ou d'équipement complet dès réception.

Avant sélection, le bon repère consiste donc à déterminer si le besoin porte d'abord sur la sacoche elle-même, sur son contenu, ou sur un ensemble immédiatement prêt à intervenir. Ce tri simple évite d'acheter trop ou pas assez, selon le matériel déjà en place.

### Bien choisir votre configuration

Le choix dépend surtout de votre point de départ : vous équiper immédiatement, remplacer uniquement le contenant ou remettre à niveau une sacoche existante.

#### Sacoche banane pleine 1 à 5 personnes

Cette option convient lorsqu'il faut une **solution prête à l'emploi**, déjà équipée pour réagir rapidement aux incidents du quotidien. Elle est pertinente lorsque l'objectif est de disposer immédiatement des indispensables sans sélectionner chaque article séparément.

#### Sacoche banane vide

Cette configuration est plus adaptée si vous souhaitez **composer vous-même votre équipement** ou remplacer un contenant existant. Elle répond à une logique de personnalisation, avec la liberté d'intégrer uniquement les produits que vous jugez utiles.



## SACOCHES BANANE DE SECOURS : CHOISISSEZ VOTRE CONFIGURATION

Référence : 10051

### Composition pour sacoches banane 1 à 5 personnes

Cette option s'adresse surtout aux besoins de **recharge ou de réassort**. Elle permet de remettre à niveau une sacoche déjà en service sans racheter le contenant, tout en conservant une logique d'équipement pensée pour les petits effectifs.

## Trousse de secours banane : choisissez votre configuration

**Sacoches banane de secours** pensée pour les besoins de premiers secours de 1 à 5 personnes, à choisir selon votre organisation : solution prête à l'emploi, contenant vide à équiper ou composition de recharge.

- Format ceinture
- Pour 1 à 5 personnes
- Choix selon équipement
- Accès rapide
- Transport pratique

## Choisir une sacoche banane de secours adaptée à votre niveau d'équipement

Une **sacoches banane de secours** peut répondre à plusieurs logiques d'achat selon que vous recherchez un ensemble complet, un contenant vide à équiper ou une composition de recharge. Cette approche permet d'ajuster plus finement l'équipement de premiers secours pour les petits effectifs, avec un format compact pensé pour rester accessible. Pour découvrir d'autres modèles du même environnement, retrouvez aussi notre sélection de [trousSES de secours adaptées à différents usages](#).

Le choix de la bonne configuration aide à mieux organiser le matériel déjà disponible, à anticiper les besoins de réassort et à conserver une solution cohérente avec votre mode d'intervention. Pour élargir votre recherche à d'autres formats, vous pouvez également parcourir l'ensemble de nos [trousSES de secours](#).