

HOUSSE DE PROTECTION POUR DÉFIBRILLATEURS MINDRAY L-SERIES

Référence : 29796



Description

La **housse de protection pour défibrillateurs Mindray L-Series** est prévue pour le transport et la protection des DAE Mindray de la série L. Elle permet de garder l'appareil et ses accessoires associés dans un sac dédié, facilement identifiable et plus simple à déplacer.

Le sac est conçu en nylon robuste avec une poignée de transport. Cette conception convient aux structures qui doivent déplacer ponctuellement leur défibrillateur, le conserver dans un espace dédié ou faciliter son accès lors d'une intervention.

Un emplacement est prévu avec une pochette avant pour les électrodes, la pile de rechange et le kit RCP. Cette poche avant permet de regrouper les consommables et accessoires utiles autour du DAE, sans les disperser dans plusieurs zones de rangement.

La fenêtre transparente permet de visualiser le VEO, c'est-à-dire le voyant d'état opérationnel, ainsi que la date de péremption des électrodes. La sangle d'épaule réglable et la fermeture éclair à ouverture rapide facilitent l'utilisation au quotidien.

Caractéristiques techniques

- Référence 29796
- Conditionnement Unitaire
- Dimensions 30 x 25 x 10
- Matière Nylon robuste
- Poignée Poignée de transport
- Bandoulière Sangle d'épaule de transport réglable

Propriétés de la housse Mindray L-Series

Cette housse de protection pour DAE Mindray L-Series est conçue en **nylon robuste** avec poignée, sangle d'épaule réglable, fermeture éclair à ouverture rapide, poche avant pour kit RCP, électrodes et pile de rechange, ainsi qu'une fenêtre transparente permettant de visualiser le voyant d'état opérationnel et la date de péremption des électrodes.

HOUSSE DE PROTECTION POUR DÉFIBRILLATEURS MINDRAY L-SERIES

Référence : 29796

Housse de protection Mindray L-Series : transport et rangement du DAE

Housse de protection Mindray L-Series conçue pour transporter et protéger les DAE Mindray L-Series, avec nylon robuste, poignée, sangle d'épaule réglable, poche avant et fenêtre transparente de contrôle.

- Pour DAE Mindray L-Series
- Nylon robuste
- Sangle d'épaule réglable
- Fenêtre transparente
- Poche avant pratique

Une housse dédiée pour protéger et transporter un DAE Mindray L-Series

La **housse de protection Mindray L-Series** répond aux besoins des entreprises, collectivités, ERP et établissements qui souhaitent garder leur défibrillateur facilement transportable, tout en regroupant les accessoires utiles à proximité de l'appareil. Sa poche avant permet de ranger les consommables et le kit RCP, tandis que la fenêtre transparente facilite le contrôle visuel du voyant d'état opérationnel et de la date de péremption des électrodes.

Cette housse s'intègre naturellement dans un équipement DAE complet, notamment lorsqu'un défibrillateur doit être déplacé, stocké dans un espace accessible ou accompagné de ses accessoires de secours. Pour compléter l'installation ou le transport de votre appareil, retrouvez nos [solutions de rangement et de transport pour défibrillateur](#). Vous pouvez également consulter nos [accessoires pour défibrillateur](#) afin d'organiser les consommables, supports et éléments complémentaires.

Cette housse est-elle compatible avec les défibrillateurs Mindray L-Series ?

+
Oui, cette housse est prévue pour les DAE Mindray L-Series. Elle sert au transport et à la protection de l'appareil.

La housse permet-elle de ranger les accessoires du DAE ?

+
Oui, un emplacement est prévu avec une pochette avant pour les électrodes, la pile de rechange et le kit RCP. Cette organisation permet de conserver les accessoires utiles à proximité du défibrillateur.

Peut-on voir le voyant d'état opérationnel sans ouvrir la housse ?

+
Oui, la housse dispose d'une fenêtre transparente. Elle permet de visualiser le VEO, c'est-à-dire le voyant d'état opérationnel, ainsi que la date de péremption des électrodes.

La housse est-elle facile à transporter ?

+



HOUSSE DE PROTECTION POUR DÉFIBRILLATEURS MINDRAY L-SERIES

Référence : 29796

Oui, elle dispose d'une poignée et d'une sangle d'épaule de transport réglable. Ces éléments facilitent le déplacement du DAE selon les besoins du site.

Quelles sont les dimensions de la housse Mindray L-Series ?

+ Les dimensions indiquées sont 30 x 25 x 10. Ce format est prévu pour accueillir un DAE Mindray L-Series et faciliter son transport.