


SPARADRAP NON TISSÉ BLANC 10M X 10 CM Référence : 2019

Caractéristiques du ruban non tissé blanc 10m x 10cm

Description :



- **Perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau** : permet à la peau de respirer et limite la macération.
- **Adhésif acrylique** à haute affinité cutanée.
- L'excellente force adhésive permet une fixation sûre et permanente.
- **Retrait indolore** : parfait pour les peaux sensibles.
- Dimensions : L= 10m x l= 10cm

Sparadrapp non tissé extensible pour un bon maintien de toutes les compresses et pansements de grandes dimensions

Le sparadrapp non tissé extensible offre un excellent soutien pour les grandes compresses et bandages.

Les bandes extensibles en non-tissé blanc hautement élastique ont une excellente flexibilité et peuvent être facilement fixées même dans les zones très mobiles (articulations).

Composition :

- Un rouleau adhésif composé de tissu non tissé multi-extensible enveloppé dans du papier protecteur facile à couper et à déchirer.
- Sans latex, produits d'origine animale et phtalates.

Fiche Technique du Sparadrapp non Tissé Blanc

Caractéristiques physicochimiques :



SPARADRAP NON TISSÉ BLANC 10M X 10 CM Référence : 2019

- Largeur sur sparadrapp non étirée avec tolérance ± 1 cm
- Longueur étirée : $\pm 30\%$ à l'étirage

Durée de validité du produit : 3 ans à partir de la date de fabrication.

Traçabilité : Un numéro de lot permet l'identification et la traçabilité du dispositif médical.

Indications :

- Fixation et recouvrement de pansements sur toute leur surface.
- Convient particulièrement aux articulations ainsi qu'à la fixation d'instruments tels que les électrodes, sondes, canules

Effets indésirables : Possibles réactions cutanées de type allergiques.

Conseils d'utilisation :

- Dispositif à usage unique, ne pas le réutiliser.
- N'est pas recommandé dans le cadre de la réalisation de patch-tests en service d'allergologie.

Conditions de stockage : Au sec et à l'abri du soleil.

Mode de destruction : Par incinération.