

## FLACON PH NEUTRAL 500ML PLUM

Référence : 24043



### **Caractéristiques techniques :**

- Tampon phosphate stérile à 4.9% qui neutralise les acides et bases
- Il est fortement conseillé d'utiliser [le flacon lave-oeil 200ml](#) (24045) ou [lave-oeil 500 ml](#) (24041)
- **Utilisation facile**
- **Œillère ergonomique** qui assurent un flux de liquide efficace
- **Usage Unique et stérile**
- Le flacon de 500ml permet de **rincer pendant 5 minutes**

### **Description du flacon PLUM :**

- Le **PH Neutral** est spécialement conçu pour le rinçage des yeux suite à des projections de produits chimiques.
- Le PH Neutral est **un tampon de phosphate à 4.9%**, qui neutralise rapidement et efficacement tous les acides et alcalins, même les plus forts. Le liquide se compose de sels de phosphate présents naturellement dans le corps humain.
- Le produit est stérile et à usage unique. La douche est fournie avec un capuchon anti-poussière et une œillère de rinçage.

## Flacon pH Neutral PLUM 500ml

Les **accidents oculaires sur le lieu de travail** sont un sujet de préoccupation majeure pour les employeurs. Les blessures oculaires peuvent entraîner des **pertes de vision permanentes**, des **coûts médicaux élevés** et des **pertes de productivité à long terme**. C'est pourquoi il est essentiel pour les employeurs de prendre **des mesures préventives pour protéger leurs employés** contre les blessures oculaires.

Le flacon pH neutral 500ml PLUM est la **solution idéale pour les personnes souffrant**



## FLACON PH NEUTRAL 500ML PLUM Référence : 24043

**d'irritations oculaires** causées par la **poussière**, les **produits chimiques** ou d'autres **agents irritants**. Avec sa formule douce et sans danger pour les yeux, cette solution stérile soulage rapidement les yeux rouges et irrités, offrant un soulagement instantané et une récupération rapide

### Protégez vos yeux avec un nettoyage efficace

Le **flacon lave-oeil 500 ml pH Neutral PLUM** est le choix parfait pour protéger vos yeux en cas d'urgence. La solution de lavage oculaire est **douce** et **efficace pour éliminer les impuretés** et les **substances irritantes** qui peuvent endommager vos yeux. Sa formule pH neutre garantit que la solution ne causera pas d'irritation supplémentaire. Grâce à sa bouteille pratique, vous pouvez transporter ce flacon partout où vous allez et être prêt à réagir en cas d'urgence. Avec le flacon lave-oeil 500 ml pH Neutral PLUM, vous pouvez être sûr que vos yeux sont protégés.

### Facile à utiliser et à stocker

Le flacon lave-oeil 500 ml pH Neutral PLUM est facile à utiliser et à stocker. Sa bouteille ergonomique permet une **utilisation facile et rapide en cas d'urgence**. Il suffit d'appuyer sur la bouteille pour que la solution de lavage oculaire soit délivrée. De plus, sa taille compacte permet de le ranger facilement dans une trousse de premiers soins ou sur une étagère de stockage dédiée. Vous pouvez être sûr que le flacon lave-oeil 500 ml pH Neutral PLUM est toujours prêt à être utilisé en cas d'urgence.

### Idéal pour les milieux industriels

Le flacon lave-oeil 500 ml pH Neutral PLUM est idéal pour **une utilisation dans les milieux industriels** où les yeux sont exposés à des **substances dangereuses**. Sa formule douce mais efficace permet de **nettoyer rapidement les yeux** en cas de contact avec des substances irritantes. De plus, sa bouteille ergonomique permet une utilisation rapide et facile, ce qui est crucial dans les situations d'urgence.