

## FLACON LAVE-OEIL 1000ML PLUM Référence : 24044



Oeillère intégrée. Solution saline

Solution stérile de chlorure de sodium pour un premier-soin oculaire optimal en cas de projection d'impuretés, de poussières, de copeaux de bois ou de limaille de fer dans les yeux.

Flacon 1.000 ml solution saline DUO pour les postes de travail à haut risque de projection oculaire.

NaCl en solution (0,9%) stérile, identique au milieu naturel de l'œil pour un rinçage en douceur. Idéal pour un usage général.

- Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % : similaire aux sécrétions de l'œil humain
- Lave-œil efficace pour rincer les corps étrangers tels que les impuretés, poussières, copeaux de bois, limailles de fer, huiles et solvants.
- Utilisation facile
- Oeillère ergonomique qui assure un flux de liquide efficace, fin et régulier
- L'oeillère DUO garantit un rinçage simultané des deux yeux
- Design pratique pour une ouverture rapide et simple des flacons
- Les flacons sont à usage unique et ne peuvent pas être réutilisés

Le flacon s'ouvre d'un seul geste en faisant tourner l'oeillère

Maintenez l'œil ouvert pour une bonne irrigation du flux.

Temps de rinçage recommandé : environ 10 min.