

## 100 LATEX ROULÉS TAILLE GRAND Référence : 8019G



Non stérile, usage unique.

Doigtier à enrouler 1 doigt en latex à usage unique non stérile pour la protection des doigts, talqué, non antistatique.

Dispositif médical utilisé lors des interventions ou examens nécessitant la protection des doigts du praticien.

#### Mode d'emploi

Prendre un doigtier et le dérouler sur le doigt en l'enfilant complètement du côté légèrement poudré. Après utilisation l'enrouler de nouveau en partant de la base et le jeter. Dispositif à usage unique.

Doigtier latex roulé (vendu par 100 ou à l'unité)

Taille 30 x 70 mm