

THERMOMÈTRE MÉDICAL GALLIUM

Référence : 14012

Sans mercure, livré avec étui



FICHE TECHNIQUE

Le thermomètre médical gallium fonctionne grâce à la dilatation d'un liquide métallique dans une colonne de verre.

- Précis à +0,10°C/-0,15°C
- Sans mercure
- S'utilise sans pile
- En verre : veiller à protéger le thermomètre des chocs pour éviter de le casser

Réf 14017 : 100 couvre-thermomètre lubrifié