

AÉROSOL AUTO-PERCUTANT 150ML

Référence : 28007



Description :

- Aérosol auto-percutant contenant un bactéricide assainisseur destiné à limiter la prolifération des micro-organismes.
- Le contenu se vide entièrement après déclenchement, pour une diffusion uniforme dans l'atmosphère.
- Permet de traiter un volume annoncé jusqu'à 150 m³ (format 150 ml) en une seule opération.
- Utilisable dans différents espaces (ex. chambres, salles d'attente, ambulances), selon le document produit.
- À aérer après utilisation, conformément aux consignes du fabricant.

Caractéristiques techniques :

- **Format** : Aérosol auto-percutant
- **Contenance** : 150 ml
- **Volume traité** : Jusqu'à 150 m³
- **Diffusion** : Automatique jusqu'à vidange complète
- **Activité** : Bactéricide, virucide, fongicide

Propriétés microbiologiques et Actifs biocides

Propriétés microbiologiques :

Activité/Micro organismes

Bactéricide

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae

- NF EN1276 en 5 minutes
- NF EN13697+A1 en 15 minutes

Fongicide - Levuricide

Aspergillus brasiliensis, Candida albicans

- NF EN1650 en 15 minutes
- NF EN13697+A1 en 15 minutes

Virucide

Virus de la vaccine souche Ankara ATCC VR-1508 - ensemble de virus enveloppés

- NF EN14476+A2 en 5 minutes

Actifs biocides :

Substance active	Numéro CAS	Concentration
Ethanol	64-17-5	33.88 % m/m
Chlorure de didécyldiméthylammonium	7173-51-5	0.26 % m/m
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine	2372-82-9	0.12 % m/m



AÉROSOL AUTO-PERCUTANT 150ML

Référence : 28007

Aérosol auto-percutant 150ml : Désinfection rapide d'un volume jusqu'à 150 m³

Une diffusion automatique jusqu'à vidange complète pour assainir l'air et limiter la prolifération des micro-organismes, avec un traitement annoncé jusqu'à **150 m³** en une seule fois.

- **Diffusion automatique**
- **Traite jusqu'à 150 m³**
- **Vidange complète**
- **Bactéricide, virucide, fongicide**
- **Action rapide par contact**

Mode d'emploi :

- Enclencher le diffuseur.
- Positionner l'aérosol sur un support à mi-hauteur, au centre de la pièce.
- Laisser la diffusion se faire automatiquement jusqu'à la vidange complète.
- Laisser agir au minimum 15 minutes.
- Bien aérer pendant 30 minutes avant de réintégrer la pièce.

Précautions d'utilisation :

- Interdire l'accès au local lors du traitement.
- Aérer après utilisation.
- Utiliser les biocides avec précaution et lire l'étiquette / les informations avant usage.
- Renouveler l'application régulièrement en tenant compte de l'intensité du passage (selon le document).

Une diffusion automatique pour assainir rapidement les espaces

Cet **aérosol auto-percutant** est conçu pour simplifier la désinfection de l'atmosphère : on déclenche, on laisse diffuser, puis on aère. Son format 150 ml est donné pour traiter jusqu'à 150 m³ en une seule fois, ce qui en fait une solution pratique pour des pièces de vie, des zones d'attente ou des véhicules, lorsque vous cherchez une action rapide et une utilisation claire. Pour compléter vos besoins en solutions d'ambiance, retrouvez aussi notre sélection d'[assainissants et désodorisants](#).

Découvrir tous les produits [Ront](#).